

SET-INHALT

- Nephrostomiekatheter mit Einweghahn und Luer-Lock
- Super ultraschallsichtbare Punktionsnadel 19.5 Ga, Länge 15 cm, mit Trokarschliff
- Lunderquistdraht-J-Krümmung 0.025, PTFE-beschichtet Länge: 70 cm, oder gerade (Wechselset), J-Strecker
- Trichteradapter
- Dilatatoren CH 05/CH 06/CH 07

VORTEIL

- Sehr guter Ultraschalleffekt der Nierenpunktionsnadel, dadurch sichere Kontrolle der Punktionsrichtung und Lage der Nadelspitze
- Über den teflonbeschichteten Lunderquistdraht problemloses Bougieren des Punktionskanals mittels drahtadaptierten Teflonbougies
- Kathetermaterial aus Polyurethan
- Atraumatische Drainageöffnungen

BESTELLUNG

• Nephrostomie-Punktionsset

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
RN-440630	6	30

• Nephrostomie-Wechselset

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
RN-450630	6	30

• Pigtailkatheter einzeln

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
RN-480630	6	30

