

URETERKATHETER FÜR KINDER


Zur Nieren- und Ureterdiagnostik, verschiedene Spitzen-
Ausführungen (gerade/TIEMANN, offen/geschlossen)

SET-INHALT

- **UR-82**
 - Ureterkatheter, gerade, zylindrisch, endständig geschlossene Spitze, 70 cm, 2 Seiten-Drainageaugen
 - mit Mandrin und Anspritzadapter Luer-Lock
- **UR-83**
 - Ureterkatheter, gerade, endständig offene Spitze, 70 cm
 - mit Mandrin und Anspritzadapter Luer-Lock
- **UR-84**
 - Ureterkatheter, Tiemann, zylindrisch, endständig geschlossene Spitze, 70 cm, 2 Seiten-Drainageaugen
 - mit Steuermandrin und Anspritzadapter Luer-Lock, UK-steuerbar
- **UR-85**
 - Ureterkatheter, Tiemann, endständig offene Spitze, 70 cm
 - mit Steuermandrin und Anspritzadapter Luer-Lock, UK-steuerbar

VORTEIL

- UK röntgenfest, cm-graduiert, großes Drainage-Lumen
- Geschlossene Spitze mit je zwei seitlichen Drainageaugen
- Bei UK CH 3 mit offener Spitze ist die Platzierung über einen Führungsdraht 0.025 möglich
- UK mit Tiemannspitze zentral offen und geschlossen, steuerbar
- Anspritzadapter für Röntgenkontrastmittel beigelegt



Auch mit Universal-Luer Lock
Adapter lieferbar (Art.-Nr. mit
“-TA” am Ende versehen)

BESTELLUNG

• Ureterkatheter für Kinder

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Führungsdraht (inch)	Anmerkung
UR-820370	3	70	0.025	UK, gerade, geschl. Spitze
UR-830370	3	70	0.025	UK, gerade, offene Spitze
UR-840370	3	70	0.025	UK, TIEMANN, geschl. Spitze
UR-850370	3	70	0.025	UK, TIEMANN, offene Spitze