

## SET-INHALT

- Doppel-J Ureterschiene geschlossene oder offene Spitze
- Führungsdraht gerade, PTFE-beschichtet, rigide und flexible Enden
- Klemme (bei einseitig geschlossenem Stent)
- Pusher

## VORTEIL

- Katheter aus aliphatischem Polyurethan
- Äußerst geringe Inkrustationsneigung
- Optimal für Lang- u. Kurzzeitdrainage (bis zu 6 Monate)
- Durch großes Lumen sehr gute Durchflußrate
- Atraumatische Drainageaugen
- Größtmöglicher Tragekomfort
- cm Graduiert

## BESTELLUNG

### • Ureterschiene JJ-Vision, geschlossene Spitze

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Führungsdraht (inch)
ST-180308	3	8	0.018
ST-180310	3	10	0.018
ST-180312	3	12	0.018
ST-180410	4	10	0.025
ST-180412	4	12	0.025
ST-180415	4	15	0.025
ST-180420	4	20	0.025
ST-180422	4	22	0.025

### • Ureterschiene JJ-Vision, offene Spitze

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Führungsdraht (inch)
ST-190308	3	8	0.018
ST-190310	3	10	0.018
ST-190312	3	12 <td 0.018	
ST-190410	4	10	0.025
ST-190412	4	12	0.025
ST-190415	4	15	0.025
ST-190420	4	20	0.025
ST-190422	4	22	0.025



NEU!

NEU!