

## SET-INHALT

- Mono-J-Ureterschiene aus aliphatischem Polyurethan
- Adapter mit Luer Lock und Trichteransatz
- PTFE-beschichteter Führungsdraht
- Katheterklemme (nicht bei offener Spitze)

## VORTEIL

- Der Mono-J aus aliphatischem Polyurethan wird nach kurzer Liegezeit weicher, hierdurch Reduzierung der Irritationen
- Durch großes Katheterinnenlumen ausgezeichnete Durchflußraten
- Geringe Inkrustationsrate
- Drainageaugen nur in der J-Krümmung
- Adapter zur festen Verbindung eines Sekret- oder Urinbeutels ohne der Gefahr der Lumenquetschung der Schiene
- Bei Bedarf kann über den Adapter Kontrastmittel gegeben oder gespült werden
- Liegezeit bis 6 Monate
- Leichtes Legen durch perfekt geformte offene oder geschlossene TIEMANN-Spitze

## BESTELLUNG

### • Monostar, geschlossene Spitze

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Führungsdraht (inch)
ST-240470	4	70	0.025
ST-244770	4,7	70	0.035
ST-240570	5	70	0.035

### • Monostar, offene Spitze

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Führungsdraht (inch)
ST-250400	4	70	0.025
ST-254700	4,7	70	0.035
ST-250500	5	70	0.035

### • Passende Adapter

Bestell-Nr.	Ureterschienen passend für Größe (CH/Fr)
AD-380	4
AD-310	4,7
AD-311	5

s. Kapitel 1, Seite 17

