

SET-INHALT

- Adapter für Sekret- oder Urinbeutel
- Kunststoffstilet
- Länge: 80 cm, 5 Drainageaugen
- Spezial-Ureterkatheter, graduiert, mit Röntgenkontraststreifen, transparent, in Fr 4 + 5, gerade geschlossene Spitze

VORTEIL

- PVC- und Latex-frei (Material: Aliphatisches Polyurethan)
- Röntgensichtbar
- Optimale Drainageleistung bei kurz- oder langzeitiger Anwendung
- Adapter für Röntgenkontrastmittel-Applikation, gleichzeitig geeignet für gängige Anschluss-Systeme
- Adapter zur festen Verbindung eines Sekret- oder Urinbeutels ohne der Gefahr der Lumenquetschung der Schiene
- Bei Bedarf kann über den Adapter Kontrastmittel gegeben oder gespült werden



BESTELLUNG

- **Spezial-Ureterkatheter, transparent für Kinder, gerade geschlossene Spitze**

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
WB-104	4	80
WB-105	5	80