

## SET-INHALT

- Pyeloplastie-Katheter, offene Spitze, Gesamtlänge 35 cm, Länge Ureterteil 7 cm, Länge Ableitung 21 cm, Drainageaugen im Ureterteil und im Pigtail
- Konnektor mit Trichter
- Katheterstopfen

## VORTEIL

- Platzierung des Katheters transpelvin oder transparenchymal mittels atraumatischer Knopfsonde
- Katheter beidseitig offen
- Sichere Drainage aus dem Nierenbecken und aus dem Ureter unterhalb der neuen Anastomose
- Kombinierte Harnableitung (Nephrostomie/Ureterschiene) und Sicherung der Anastomose

## BESTELLUNG

### • Pyeloplastik-Katheter

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
UR-910435	4	35
UR-910535	5	35
UR-910635	6	35

### • Knopfsonde, Einmalgebrauch

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
UR-947	4 + 5	7
UR-961	6	10

Knopfsonde ist auf Anfrage mit Stilettspitze lieferbar.

