

SET-INHALT

- 2-Weg-Blasendruckmesskatheter mit Luer-Lock-Ansätzen und Verschlusskappen, gerade Spitze, Größe: CH 7+ CH 9, Länge: 25 cm
- 2-Weg-Blasendruckmesskatheter mit Pigtail zur suprapubischen Platzierung (UR-740)
- 3-Weg-Blasendruckmesskatheter mit Luer-Lock-Ansätzen und Verschlusskappen, gerade bzw. TIEMANN Spitze, Größe: CH 8, Länge: 40 cm

VORTEIL

- PVC- und Latex-FREI (Material: Aliphatisches Polyurethan)
- Unkompliziertes Einführen
- Farbcodierung der Ansätze
- Simultane Blasenfüllung und Druckmessung
- Röntgensichtbar
- Optimale Messergebnisse durch die spezielle Katheter-Konfiguration
- Durch offene Spitze bei UR-740 ist die Möglichkeit einen suprapubischen Katheter zur Drainage im Anschluß einzulegen gegeben

BESTELLUNG

• 2-Weg-Blasendruckmesskatheter


Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Bemerkung
UR-325	7	25	gerade
UR-425	9	25	gerade
UR-540	9	40	TIEMANN
UR-740	9	40	Pigtail

(suprap. Platzierung) passende

Anschlussversorgung mit suprap. Set SV-330835

• 3-Weg-Blasendruckmesskatheter zur kombinierten Cystometrie


Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Bemerkung
UR-140	8	40	gerade
UR-150	8	40	TIEMANN



GERADE Spitze
TIEMANN Spitze
GERADE Spitze
TIEMANN Spitze



Querschnitt 2-Weg-Katheter



Querschnitt 3-Weg-Katheter