

CoreTherm/PLFT-Katheter und Zubehör

- Transurethraler Silikon-Katheter, 22 CH, steril, einmalige Verwendung
- Mikrowellenantenne: wiederverwendbar
- Intrapostatische Temperatursonde, drei Temperatursensoren, wiederverwendbar
- Rektaler Temperaturfühler, drei Temperatursensoren, wiederverwendbar
- Penis-Sicherheitsband, ein Temperatursensor, wiederverwendbar

PLFT – ProstaLund Feedback Treatment

- Überwachung der intrapostatischen Temperatur
- Berechnung des intrapostatischen Blutflusses
- Berechnung der Zellzerstörung

VORTEIL

- Kurze Behandlungsdauer
- Individuelle Einstellung der Mikrowellenleistung
- Keine Kühlung der Prostata

MERKMALE

- Integrierter Kalibrierungssofen
- Automatisches Kalibrieren der Temperatursonden
- Einfache Überprüfung der Kalibrierung
- Benutzeroberfläche in verschiedenen Sprachen
- Speicherung aller wichtigen Ereignisse
- Patientenliste mit Sortierfunktion
- Verbesserte Berichtsfunktion
- Umfangreiche Ausdruckfunktionen
- Backup-Funktion





PROSTALUND® CORETHERM®

Die individuelle transurethrale
Mikrowellen-Behandlung bei BPH

BESTELLUNG

• ProstaLund CoreTherm-Set

Set-Inhalt:

- 1 x CoreTherm Mikrowellen System
- 2 x ProstaLund Mehrwegsonde zur Messung der Behandlungstemperatur
- 2 x ProstaLund Mehrwegantenne
- 2 x ProstaLund Mehrwegsonde zur Messung der Sicherheitstemperatur innerhalb des Rektums
- 2 x ProstaLund Mehrwegsicherheitssensor
- 1 x Gebrauchsanleitung
- 1 x IBM Laptop/Windows/CoreTherm-SE software
- 1 x Farbdrucker
- 1 x Schutzabdeckung
- 12 Monate Garantie

Bestell-Nr.

PL-PLC-802600

• ProstaLund Behandlungsset 1

Set-Inhalt:

- 1 Stück PL-CA 804220 CoreTherm Katheter
- 1 Stück PL-Sk 812100 Schelin Katheter

Bestell-Nr.

PL-Set-1

• Schelin Katheter (siehe Seite 3)

• CoreTherm Katheter (siehe Seite 4)

• ProstaLund U-Pee (siehe Seite 5)

• ProstaLund Mehrwegantenne

Bestell-Nr.

PL-AN-806001

• ProstaLund Mehrwegantenne, kurze Version

Bestell-Nr.

PL-AN-806100

• ProstaLund Mehrwegsonde zur Messung der Behandlungstemperatur

Bestell-Nr.

PL-IP-807601

• ProstaLund Mehrwegsonde zur Messung der Behandlungstemperatur, kurz

Bestell-Nr.

PL-IP-807101

• ProstaLund Mehrwegsicherheitssensor

Bestell-Nr.

PL-SP-808601

• ProstaLund Mehrwegsonde zur Messung der Sicherheitstemperatur innerhalb des Rektums

Bestell-Nr.

PL-RP-809601

• ProstaLund Leistung des mobilen Service

Bestell-Nr.

PL-Mobiler Service

• ProstaLund Wartungsservice

Bestell-Nr.

PL-Wartungsservice