


INHALT

- Transurethraler Silikonkatheter 20 CH, Tiemannspitze, steril, 20 ml Ballon zur intrapostatischen Medikamentenapplikation
- Graduierte Luer-Lock-Kanüle, Kanülenaustrittswinkel 30 Grad, maximale Injektionstiefe 45 mm

VORTEIL

- Aseptische Prostatainjektion
- Kontrollierte Injektionen in das intra- und peripostatische Gewebe
- Einfache Handhabung der Injektionstechnik



BESTELLUNG

- Schelin Katheter

Bestell-Nr.

PL-SK-812100

