

INHALT

- Transurethraler Silikonkatheter 22 CH, Tiemannspitze, steril, 20 ml Ballon
- Aufnahmekanal für die Mikrowellenantenne
- Führungskanal für die intrapostatische Temperatursonde
- Kühlsystem mit Wasserbehälter (Füllmenge 75 ml)

VORTEIL

- Exakte Positionierung der Mikrowellenantenne
- Genaue Überwachung der intrapostatischen Temperatur
- Integriertes Kühlsystem zur Schonung der Harnröhre



BESTELLUNG

- CoreTherm Katheter für Prostatalänge ≥ 35 mm

Bestell-Nr.

PL-CA-804220

- CoreTherm Katheter, kurze Version,
für Prostatalänge ≤ 35 mm

Bestell-Nr.

PL-CA-804120