

VORTEIL

- Kondom und Kleber bestehen aus latexfreien Materialien
- Der Schlauchansatz passt auf alle Beutel mit und ohne Adapter
- **Vorteil bei Kondom ohne Pufferzone**
Diese Kondome haben einen insgesamt dickeren Materialfilm und enden an der Spitze in einem wenig elastischen Trichter, sie sind kürzer und die Klebezone liegt weiter vorne. Dadurch fehlt die hohe Elastizität und die Pufferzone. Beides ist wichtig bei hohem Spontanurin und zum restlosen Abfließen des Urins (keine „Pfützenbildung“), insbesondere in der sitzenden Position

BESTELLUNG

- Selbstklebende Kondome für Männer

mit Pufferzone 75 mm, Gesamtlänge ca. 175 mm, normaler Kleber



| Bestell-Nr. | Packung (Stk) | Größe (ø in mm) |
|-------------|---------------|-----------------|
| 97.18 | 30 | 18 |
| 97.20 | 30 | 20 |
| 97.22 | 30 | 22 |
| 97.24 | 30 | 24 |
| 97.26 | 30 | 26 |
| 97.28 | 30 | 28 |
| 97.30 | 30 | 30 |
| 97.32 | 30 | 32 |
| 97.35 | 30 | 35 |
| 97.37 | 30 | 37 |
| 97.40 | 30 | 40 |

ohne Pufferzone aus undurchsichtigem Latex, mit Acrylat-Kleber. Zum Anschluß an Bein- und Bettbeutel mit Adapter, Einzeln verpackt

| Bestell-Nr. | Packung (Stk) | Größe (ø in mm) |
|-------------|---------------|-------------------|
| 93.23 | 1 | 23 (Small) |
| 93.28 | 1 | 28 (Medium) |
| 93.31 | 1 | 31 (Intermediate) |
| 93.35 | 1 | 35 (Large) |

ohne Pufferzone, Kondom und Kleber aus Silikon, latexfrei und transparent. Zum Anschluß an Bein- und Bettbeutel mit Adapter, Einzeln verpackt

| Bestell-Nr. | Packung (Stk) | Größe (ø in mm) |
|-------------|---------------|-------------------|
| 96.23 | 1 | 23 (Small) |
| 96.28 | 1 | 28 (Medium) |
| 96.31 | 1 | 31 (Intermediate) |
| 96.35 | 1 | 35 (Large) |
| 96.40 | 1 | 40 (X-Large) |



- Zubehör für Kondome

Maßband, zur Ermittlung der exakten Kondomgröße.

Es ist kostenlos erhältlich

| Bestell-Nr. | Packung (Stk) |
|-------------|---------------|
| 99.897 | 1 |