

GLYCOcell® 10 x 10 ist ein antimikrobieller Glycerin-Gel-Verband mit einer mikroperforierten Fixierfolie zur professionellen Versorgung von akuten, chirurgischen und chronischen Wunden.

GLYCOcell® 10 x 10 gewährleistet eine 3-fach-Versorgung mit System:

EFFEKTIVER SCHUTZ

Wirksamer Infektionsschutz durch nachweislich bakterio-statische und fungistatische Eigenschaften. Das weiche Gel-Kissen ist anschmiegsam und bietet eine angenehme Polsterung.

EINFACHE HANDHABUNG

GLYCOcell® 10 x 10 nur aus der Schale nehmen und applizieren. Unnötige Verbandwechsel werden vermieden, da die Transparenz des Gel-Kissens und der Fixierfolie eine kontinuierliche Wundbeobachtung ermöglichen.

VARIABLE ANWENDUNG

Je nach Anforderung kann der Gel-Verband mit seiner mikroperforierten Fixierfolie durchgerissen und größengerecht geteilt werden. Der Verband kann auch ohne Pflasterrand appliziert werden.

BESTELLUNG

• Quadratischer Wundverband

Bestell-Nr.	Innenmaß (cm)	Außenmaß (cm)	VE (Stk.)
GC-101005	10 x 10	15,5 x 15,5	10

Anwendungsbeispiele



Versorgung einer chirurgischen Naht mit GLYCOcell® 10 x 10



Versorgung ohne Pflasterrand, variabel geteilt mit GLYCOcell® 10 x 10

Klinische Indikation

- Chirurgische Wunden wie Spalthautentnahmestellen und Hauttransplantate
- Oberflächliche Wunden in der plastischen Chirurgie zur Behandlung von Narbengewebe
- Traumatische Wunden wie Abschürfungen sowie Brandwunden 1. und 2a. Grades
- Chronische, schlecht heilende, nekrotische oder infizierte Wunden



GLYCOcell® 10 x 10 Liegender Verband



Folienränder können abgerissen werden



Verband kann durchgerissen werden und größengerecht geteilt werden