


NiTAN Steinfangkörbchen

NiTAN steht für unsere hochwertigen Steinfangkörbchen, die das Einfangen und Entfernen von Harnsteinen im Harntrakt erleichtern und das Verletzungsrisiko für Patienten minimieren. Die Tiplesskörbchen werden in einem speziellen Laserverfahren hergestellt und bieten optimale Eigenschaften zum Arbeiten mit dem flexiblen Ureterorenoskop in der Niere.




Mit ergonomischem Griff im UV-Design für sichere Handhabung

Extreme Elastizität, Knickstabilität und Flexibilität für mehr Handlungsspielraum

Hohe Aufstellkraft und eins-zu-eins-Rotationsübertragung

Hervorragende endoskopische Sicht durch Blue-Colorcode

Jederzeit anwendungsbereit durch sterile Blisterverpackung



NiTAN Steinfangkörbchen sind in verschiedenen Varianten helikal und spitzenlos erhältlich.

Bestellnummer	Größe (FR/CH)	Drähte	Arbeitslänge cm	Körbchen Ø mm	Körbchenform
48012456	2,5	4	90	12	helikal
48012457	3	4	90	12	helikal
48012458	3	4	120	12	helikal
48012461	4,5	4	90	15	helikal
48012462	4,5	5	90	15	helikal
48012459	1,8	4	120	11	Tipless
48012460	2,5	4	90	12	Tipless