

Einläufiges Überleitsystem

- ◆ Luer-Lock männlich,
Urologenanschluss mit flexiblem
10 cm Silikonschlauch
- ◆ PVC Material
- ◆ Phthalat-frei
- ◆ Durchflussmenge ca. 600 ml/min
- ◆ Mit Einstechdorn - für alle
Spülungsbehältnisse mit
Stopfenanschluss
- ◆ Rollenklemme für den kontrollierten
Spülfluss
- ◆ Rigide Tropfkammer
- ◆ Gesamtlänge: 200 cm
- ◆ Latexfrei



Bestell-Nr.	Schlauchlänge	PZN	VE
202125	200 cm	18355784	5

Bestell-Informationen

Bestellung per E-Mail



kundenservice@urovision.de

Bestellung per Telefon



+49 8032 973-410

Bestellung per Fax



+49 8032 973-411

Hersteller

Poly Medicure Limited
Plot No.104-105, Sector 59, HSIDC Industrial Area, Ballabgarh
Faridabad 121004 (Haryana), India
Telefon: + 91-129-3355070 / Fax: + 91-129-2307007
E-Mail: info@polymedicure.com
www.polymedicure.com

Distributor

Urovision GmbH
Medi-Globe-Str. 1-5
DE-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Telefon: +49 8032 973-410 / Fax: +49 8032 973-411
E-Mail: kundenservice@urovision.de
www.urovision-urotech.de