

Ambulante Versorgung Produktkatalog Urologie



Ihr Partner in der ableitenden
Kontinenzversorgung

Als Teil der Medi-Globe Group, einer international agierenden Unternehmensgruppe bietet die Urovision GmbH nicht nur hochwertige medizinische Produkte, sondern auch ein umfassendes Servicekonzept, das Ihnen den Praxisalltag erleichtert. Wir verstehen die Herausforderungen, denen Sie täglich begegnen und unterstützen Sie deshalb mit Schulungen zu RKI-Richtlinien, Portfolio- und Abrechnungstrainings sowie theoretischen Patienteneinweisungen.

Am Standort Rohrdorf bei München entwickeln wir Produkte rund um die ableitende Kontinenzversorgung, die speziell darauf ausgerichtet sind, niedergelassene Urologen und das medizinische Fachpersonal in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen und höchsten Patientenkomfort zu gewährleisten.

Wir möchten nicht nur als Lieferant, sondern auch als Ihr verlässlicher Partner agieren. Unsere Produkte und Dienstleistungen sind darauf ausgelegt, Ihnen mehr Zeit für das Wesentliche zu geben: die bestmögliche Versorgung Ihrer Patienten.

Wir sind URO – aus Überzeugung.

VERTRAGSPARTNER DER GESETZLICHEN KRANKENKASSEN

Musterrezept: Versorgung für 1 Monat

Krankenkasse bzw. Kostenträger		12345		Hilfe-mittel-Verf.-St.-Bef.-Begr.-Pharm.-Apotheken-Nr. / K.	
Name, Vorname des Versicherten		06.11.1970		Zusatzangabe	
Mustermann Hans		geb. am		Gesamt-Stunde	
Musterstraße 12				Anzahl der Anträge	
32567 Musterstadt				1. Verordnung	
00000				2. Verordnung	
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status			
61159	0	0			
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum			
123456789	234567890	30.08.2024			
Rp. (Bitte Leerzeile durchstreichen)			Vertragsarztstempel		
Dauerballonkatheter CH XX 1 Stück (monatlich)			Dr. med. Max Mustermann		
Beinbeutel 2000 ml 3 Stück			Urologe		
Beinbeutel XXX ml 10 Stück			Musterstr. 10		
Diag: Blasenentleerungsstörung			55555 Musterstadt		
VZR: 1 Monat			Unterschrift des Arztes		
b b b r			Max Mustermann		
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!			Muster 16 (7.2008)		
Unfalltag			123456789Y		

Ausgenommen von dieser Regelung: Genehmigungspflichtiger Sprechstundenbedarf

Musterrezept: Versorgung für 3 Monate

Krankenkasse bzw. Kostenträger		12345		Hilfe-mittel-Verf.-St.-Bef.-Begr.-Pharm.-Apotheken-Nr. / K.	
Name, Vorname des Versicherten		06.11.1970		Zusatzangabe	
Mustermann Hans		geb. am		Gesamt-Stunde	
Musterstraße 12				Anzahl der Anträge	
32567 Musterstadt				1. Verordnung	
00000				2. Verordnung	
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status			
61159	0	0			
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum			
123456789	234567890	30.08.2024			
Rp. (Bitte Leerzeile durchstreichen)			Vertragsarztstempel		
Dauerballonkatheter CH XX 3 Stück (monatlich)			Dr. med. Max Mustermann		
Beinbeutel 2000 ml 9 Stück			Urologe		
Beinbeutel XXX ml 30 Stück			Musterstr. 10		
Diag: Blasenentleerungsstörung			55555 Musterstadt		
VZR: 3 Monate			Unterschrift des Arztes		
b b b r			Max Mustermann		
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!			Muster 16 (7.2008)		
Unfalltag			123456789Y		

Ausgenommen von dieser Regelung: Genehmigungspflichtiger Sprechstundenbedarf

Musterrezept: Versorgung für 12 Monate

Krankenkasse bzw. Kostenträger		12345		Hilfe-mittel-Verf.-St.-Bef.-Begr.-Pharm.-Apotheken-Nr. / K.	
Name, Vorname des Versicherten		06.11.1970		Zusatzangabe	
Mustermann Hans		geb. am		Gesamt-Stunde	
Musterstraße 12				Anzahl der Anträge	
32567 Musterstadt				1. Verordnung	
00000				2. Verordnung	
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status			
61159	0	0			
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum			
123456789	234567890	30.08.2024			
Rp. (Bitte Leerzeile durchstreichen)			Vertragsarztstempel		
Dauerballonkatheter CH XX 12 Stück (monatlich)			Dr. med. Max Mustermann		
Beinbeutel 2000 ml 36 Stück			Urologe		
Beinbeutel XXX ml 120 Stück			Musterstr. 10		
Diag: Blasenentleerungsstörung			55555 Musterstadt		
VZR: 12 Monate			Unterschrift des Arztes		
b b b r			Max Mustermann		
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!			Muster 16 (7.2008)		
Unfalltag			123456789Y		

Ausgenommen von dieser Regelung: Genehmigungspflichtiger Sprechstundenbedarf

- | | |
|--|---|
| 1 Name der Krankenkasse sowie Krankenkassennummer | 6 Verordnungszeitraum |
| 2 Vertragsarztnummer | 7 Praxisanschrift sowie Unterschrift des Arztes |
| 3 Ausstellungsdatum | 8 Betriebsstätten-Nr. |
| 4 Produktbezeichnung mit Artikelnummer sowie Stückzahl | 9 Hilfsmittel ankreuzen |
| 5 Diagnose | |

Transurethrale
Blasendrainage

Suprapubische
Blasendrainage

URELIA®
Urindrainagesysteme

Zubehör für
Urindrainagesysteme

Einmalzystoskop
und Zubehör

Biopsie

Spezialprodukte

Transurethrale
Blasendrainage

Suprapubische
Blasendrainage

URELIA®
Urindrainagesysteme


Zubehör für
Urindrainagesysteme

Einmalzystoskop
und Zubehör

Biopsie

Spezialprodukte





Transurethrale Blasendrainage 7

Ballonkatheter	8
Blasenkatheter-Wechselset	16
Einmalkatheter	17
Informationen zum ISK	19



Suprapubische Blasendrainage 21

SUPRAVISION-INTEGRAL Standard	22
SUPRAVISION-SOFT	25
SUPRAVISION-INTEGRAL Pigtailkatheter	26
SUPRAVISION-INTEGRAL Dilatationsballonkatheter	28
Suprapubisches Zubehör	29



URELIA® Urindrainagesysteme 31

URELIA® Bettbeutel	32
URELIA® Tag-/Nachtbeutel	34
URELIA® Beinbeutel	35
URELIA® Kletthalteband	36



Zubehör für Urindrainagesysteme 37

Katheterventile & Katheterstopfen	38
Bettbeuteltaschen & Einbeinhosen	40
UROX® Harnableitungssystem für Männer	41
Urinalkondome	43

Transurethrale
Blasendrainage

Suprapubische
Blasendrainage


URELIA®
Urindrainagesysteme

Zubehör für
Urindrainagesysteme

Einmalzystoskop
und Zubehör


Biopsie

Spezialprodukte



Einmalzystoskop und Zubehör 45

Einmal-Zysto-/Nephroskop und Zubehör	46
UROBITE® Einwegzangen	48
NEORIG®	50
Flexible Injektionsnadel	51



Biopsie 53

neoGUN® Einweg-Biopsie-Schussgerät	54
Biopsiekanülen	56
Biopsie-Zubehör	60



Spezialprodukte 61

Vakuumpumpen	62
Adapter	63
Spritzen	65

Transurethrale
Blasendrainage

Suprapubische
Blasendrainage

URELIA®
Urindrainagesysteme

Zubehör für
Urindrainagesysteme

Einmalzystoskop
und Zubehör

Biopsie

Spezialprodukte



Ballonkatheter	8
Blasenkatheter-Wechselset	16
Einmalkatheter	17
Informationen zum ISK	19




TRANSURETHRALE
BLASENDRAINAGE

VISI-ESOF

Extra-Soft, 100 % Silikon

BESCHREIBUNG



Ballonkatheter

- ◆ Silikon für bessere Gewebeverträglichkeit
- ◆ Besonders weicher Ballonkatheter für geringe Irritationen und hohen Tragekomfort
- ◆ Sehr geringe Inkrustationsneigung
- ◆ Sehr gute Langzeitdrainageleistung durch großen Innendurchmesser
- ◆ Zum Blocken des Katheterballons wird eine Aqua-Dest.-Glycerin-Lösung (10 %) benötigt (REF: SP-2100-10)


Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
KG-300810	02045455	8	30	5	15.25.15.6067
KG-301010	02045461	10	30	5	
KG-301210	02045478	12	40	10	
KG-301410	02045490	14	40	10	
KG-301610	02045515	16	40	10	
KG-301810	02045538	18	40	10	
KG-302010	02045544	20	40	10	
KG-302210	02045573	22	40	10	
KG-302410	02045596	24	40	10	

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
Urethra®
Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

VISISOFT

Mit Latexkern und fester Silikonbeschichtung innen und außen

BESCHREIBUNG



Ballonkatheter


- ◆ Nelaton-Spitze
- ◆ Ideale Kombination aus flexiblem Latex und silikonbeschichteter Oberfläche
- ◆ Der Katheterballon ist sehr widerstandsfähig und kann mit einfacher Aqua-Dest.-Lösung ohne Glycerin-Zusatz geblockt werden
- ◆ Bester Patientenkomfort durch angenehm weiches Kathetermaterial
- ◆ Stabiler Trichteransatz ermöglicht die Konnektion des Urinbeutels
- ◆ Blasensteinresistenz des Ballons

Nelaton-Spitze geschlossen		Nelaton-Spitze mit Stirnloch		Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
Bestell-Nr.	PZN	Bestell-Nr.	PZN				
KI-200810	02045722			8	30	5	15.25.15.7001
KI-201010	02045739			10	30	5	
KI-201210	02045768	KI-201210-SL	18407340	12	40	10	
KI-201410	02045774	KI-201410-SL	18407357	14	40	10	
KI-201610	02045780	KI-201610-SL	18407363	16	40	10	
KI-201810	02045797	KI-201810-SL	18407386	18	40	10	
KI-202010	02045805	KI-202010-SL	18407392	20	40	10	
KI-202210	02045828	KI-202210-SL	18407400	22	40	10	
KI-202410	02045834	KI-202410-SL	18407417	24	40	10	
KI-202610	02045840	KI-202610-SL	18407423	26	40	10	

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
Urethra®
Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

VISIOCATH-BALLONKATHETER
100 % Silikon

BESCHREIBUNG



Ballonkatheter

- ◆ Mit VISIOSLIDE Spezialbeschichtung oder unbeschichtet (Standard)
- ◆ Nelaton-Spitze
- ◆ für Frauen und Männer
- ◆ Silikon für bessere Gewebeverträglichkeit
- ◆ Hohe Ballonstabilität bei geringer Diffusion
- ◆ Verstärkter Trichteransatz ermöglicht sicheres Konnektieren des Urinbeutels
- ◆ Transparent mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- ◆ Zum Blocken des Katheterballons wird eine Aqua-Dest.-Glycerin-Lösung (10 %) benötigt (REF: SP-2100-10)

VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung

- ◆ Erhöhte Gleiteigenschaften, innen und außen abriebfest
- ◆ Erhöhter Tragekomfort durch geringere Reibung bei Haut- und Haarkontakt im Schambereich
- ◆ Weniger Irritation der Harnröhre bei Katheterentfernung

Transurethrale Blasen drainage
Suprapubische Blasen drainage
UPELJA® Urndrainagesysteme
Zubehör für Urndrainagesysteme
Einmalzistoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

VISIOCATH-BALLONKATHETER
100 % Silikon

Ballonkatheter für Männer – Standard							
Nelaton-Spitze geschlossen		Nelaton-Spitze mit Stirnloch		Größe	Länge	Ballonkapazität	Hilfsmittel-Nr.
Bestell-Nr.	PZN	Bestell-Nr.	PZN	(CH/FR)	(cm)	(ml)	
KW-441210	02047885	KW-441210-SL	18305912	12	40	5	15.25.15.6070
KW-441410	02047922	KW-441410-SL	18305929	14	40	5	
KW-441610	02047945	KW-441610-SL	18305935	16	40	10	
KW-441810	02047968	KW-441810-SL	18305941	18	40	10	
KW-442010	02047980	KW-442010-SL	18305958	20	40	10	
KW-442210	02048005	KW-442210-SL	18305964	22	40	10	
KW-442410	02048034			24	40	10	
KW-442610	02048057			26	40	10	
KW-441430	02047939	KW-441430-SL	18305970	14	40	30	
KW-441630	02047951	KW-441630-SL	18305987	16	40	30	
KW-441830	02047974	KW-441830-SL	18305993	18	40	30	
KW-442030	02047997			20	40	30	
KW-442230	02048011	KW-442230-SL	18306001	22	40	30	
KW-442430	02048040			24	40	30	

Ballonkatheter für Männer – mit Visioslide-Spezialbeschichtung					
Bestell-Nr.	PZN	Größe	Länge	Ballonkapazität	Hilfsmittel-Nr.
		(CH/FR)	(cm)	(ml)	
KW-441210-SC	18306018	12	40	5	15.25.15.6070
KW-441410-SC	18306024	14	40	5	
KW-441610-SC	18306030	16	40	10	
KW-441810-SC	09320427	18	40	10	
KW-442010-SC	18306047	20	40	10	
KW-442210-SC	18306053	22	40	10	
KW-442410-SC	18306076	24	40	10	

Transurethrale Blasen drainage
Suprapubische Blasen drainage
UPELJA® Urndrainagesysteme
Zubehör für Urndrainagesysteme
Einmalzistoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte



VISIOCATH-BALLONKATHETER

100 % Silikon

Ballonkatheter für Frauen					
Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
KW-451210	02048206	12	22	10	15.25.15.6066
KW-451410	02048229	14	22	10	
KW-451610	02048235	16	22	10	
KW-451810	02048241	18	22	10	
KW-452010	02048258	20	22	10	
KW-452210	02048264	22	22	10	
KW-452410	02048270	24	22	10	

ECODRAIN® Transurethraler Katheter (Nelaton)				
Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
ED-441005	19342631	10	31	5
ED-441210	18187163	12	40	10
ED-441410	18187186	14	40	10
ED-441610	18187192	16	40	10
ED-441810	18187200	18	40	10
ED-442010	18187217	20	40	10
ED-442210	18187588	22	40	10
ED-442410	18187648	24	40	10

VISI-INTEGRAL BALLONKATHETER

Mit integriertem Ballon, 100 % Silikon

BESCHREIBUNG



Ballonkatheter

- ◆ Nelaton-Spitze
- ◆ Silikon für bessere Gewebeverträglichkeit
- ◆ Durch integrierten Ballon weniger Irritationen der Harnröhre beim Legen und Wechseln des Katheters
- ◆ Sehr geringe Inkrustationsneigung
- ◆ Verstärkter Trichteransatz ermöglicht sicheres Konnektieren des Urinbeutels
- ◆ Zum Blocken des Katheterballons wird eine Aqua-Dest.-Glycerin-Lösung (10 %) benötigt (REF: SP-2100-10)

Nelaton-Spitze geschlossen Bestell-Nr.	PZN	Nelaton-Spitze mit Stirnloch Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
KI-101040	02045610	KI-101040-SL	18305792	10	30	3	15.25.15.6068
KI-101240	02045627	KI-101240-SL	18305800	12	40	5	
KI-101440	02045633	KI-101440-SL	18305817	14	40	10	
KI-101640	02045656	KI-101640-SL	18305823	16	40	10	
KI-101840	02045662	KI-101840-SL	18305846	18	40	10	
KI-102040	02045679	KI-102040-SL	18305875	20	40	10	
KI-102240	02045685	KI-102240-SL	18305881	22	40	10	
KI-102440	02045691	KI-102440-SL	18305898	24	40	10	


ECODRAIN® Transurethraler Katheter mit integriertem Ballon (Nelaton)				
Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
ED-101003-SL	19342513	10	31	3
ED-101205-SL	19342625	12	40	5
ED-101405-SL	19342619	14	40	5
ED-101610-SL	19342571	16	40	10
ED-101810-SL	19342565	18	40	10
ED-102010-SL	19342536	20	40	10
ED-102210-SL	19342594	22	40	10
ED-102410-SL	19342602	24	40	10

TRANSURETHRALE BLASENDRAINAGE

VISI-INTEGRAL-SOFT BALLONKATHETER

100 % Silikon

BESCHREIBUNG



Ballonkatheter

- ◆ Silikon für bessere Gewebeverträglichkeit
- ◆ Durch spezielle Balloneigenschaft sichere Fixierung des Katheters in der Blase
- ◆ Der integrierte Ballon ermöglicht leichteres Legen und Wechseln des Katheters
- ◆ Sehr geringe Inkrustationsneigung
- ◆ Ballonkatheter mit drehstabiler atraumatischer Tiemann-Spitze
- ◆ Für Lang- und Kurzzeitdrainage bestens geeignet
- ◆ Zum Blocken des Katheterballons wird eine Aqua-Dest.-Glycerin-Lösung (10 %) benötigt (REF: SP-2100-10)

Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
KI-401010	02045857	10	31	5	15.25.15.6069
KI-401210	02045863	12	40	5	
KI-401410	02045886	14	40	5	
KI-401610	02045892	16	40	10	
KI-401810	02045900	18	40	10	
KI-402010	02045917	20	40	10	
KI-402210	02045923	22	40	10	
KI-402410	02045946	24	40	10	

ECODRAIN® Transurethraler Katheter mit Tiemann - Spitze und intergriertem Ballon


Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
ED-401205	18187223	12	40	5
ED-401405	18187246	14	40	5
ED-401610	18187252	16	40	10
ED-401810	18187269	18	40	10
ED-402010	18187275	20	40	10

TRANSURETHRALE BLASENDRAINAGE

FLÖTENSPITZENKATHETER

100 % Silikon

BESCHREIBUNG



Flötenspitzenkatheter

- ◆ Mit atraumatischer, offener Flötenspitze
- ◆ Speziell für enteral ernährte Patienten
- ◆ Silikon für bessere Gewebeverträglichkeit
- ◆ Zuverlässige Drainageleistung durch großen Innendurchmesser bei problematischen Urinbefunden
- ◆ Zum Blocken des Katheterballons wird eine Aqua-Dest.-Glycerin-Lösung (10 %) benötigt (REF: SP-2100-10)

Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
KF-501610	15882129	16	40	10	15.25.15.6161
KF-501810	15882135	18	40	10	
KF-502010	15882164	20	40	10	

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
UPELIA® Urindrainagesysteme
Zubehör für Urndrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
UPELIA® Urindrainagesysteme
Zubehör für Urndrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte



TRANSURETHRALE BLASENDRAINAGE

BLASENKATHETER-WECHSELSET

Zum transurethralen Katheterwechsel unter sterilen Bedingungen

SET-KOMPONENTEN



Blasen Katheter Wechselset

- ◆ Für ein schnelles, sicheres und hygienisches Wechseln des Katheters
- ◆ Durch hygienische Bereitstellung der Bestandteile wird ein kosteneffizienter Katheterwechsel gewährleistet

Bestell-Nr. Hilfsmittel- Nr.	PZN	Verpackungsstufen		Bestandteile	Anzahl	Anwendung
01/01/99/KL/CE/GHC 15.99.99.9001	16134211	Transport- Umverpackung	Sterilverpackung 1 (Basisset)	Zweiteilige Kunststoffschale	1	Auffangbehälter (Urin & Tupfer)
				Schlinggazetupfer (pflaumengroß)	6	Desinfektion
				Blockerspitze 10 % Glycerinlösung (10ml)	1	Ballon-Blockung
				Pinzette	1	Katheter-Einführhilfe
				Nitrilhandschuhe Gr. L, puderfrei	3	Kontaminationsschutz
				Schlitz-/Lochtuch (60 cm x 60 cm)	1	Abdeckung
				Einschlagtuch (60 cm x 60 cm, wasserdicht)	1	Unterlage
			Sterilverpackung 2	Luer-Leerspritze (10 ml)	2	Ballon-Entblockung
			Sterilverpackung 3	LUBRI CARE® (6 ml, Gleitgel)	1	Katheter-Einführhilfe
			Sterilverpackung 4	Octenisept® (15 ml, Antiseptikum)	1	Schleimhautdesinfektion


Sie erhalten ein Blasen Katheter Wechselset
bei Bestellung von mindestens einer Monatsversorgung Katheter und/ oder Urinbeutel.

Transurethrale Blasen Drainage
Suprapubische Blasen Drainage
UVELIA® Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

TRANSURETHRALE BLASENDRAINAGE

EINMALKATHETER

BESCHREIBUNG



Urovision-Einmalkatheter

- ◆ Einmalkatheter für Männer und Frauen
- ◆ konnektierbare Trichteransätze
- ◆ 2 seitliche Drainageaugen
- ◆ unbeschichtet

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

Transurethrale Blasen Drainage
Suprapubische Blasen Drainage
UVELIA® Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte



EINMALKATHETER

Einmalkatheter unbeschichtet – für Männer mit Nelaton-Spitze				
Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Hilfsmittel-Nr.
110008	10916616	8	40	15.25.14.4017
110010	10916622	10	40	
110012	10916639	12	40	
110014	10916645	14	40	
110016	10916651	16	40	
110018	10916668	18	40	
110020	10916680	20	40	
110022	10916697	22	40	

Einmalkatheter unbeschichtet – für Männer mit Tiemann-Spitze				
Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Hilfsmittel-Nr.
120008	10916705	8	40	15.25.14.4018
120010	10916734	10	40	
120012	10916740	12	40	
120014	10916757	14	40	
120016	10916763	16	40	
120018	10916786	18	40	
120020	10916792	20	40	
120022	10916800	22	40	
120024	10916817	24	40	

Einmalkatheter unbeschichtet – für Frauen mit Nelaton-Spitze				
Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Hilfsmittel-Nr.
100008	10916533	8	18	15.25.14.4016
100010	10916556	10	18	
100012	10916562	12	18	
100014	10916579	14	18	
100016	10916585	16	18	
100018	10916591	18	18	

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
URELIA® Urndrainagesysteme
Zubehör für Urndrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

INFORMATIONEN ZUM ISK

Leben mit dem Selbstkatheterismus

Vorteile

- ◆ Umfangreiches Produktangebot von namhaften Herstellern.
- ◆ Diskrete Versorgung des Patienten im Alltag.
- ◆ Die individuell ausgewählten Produkte sind einfach anzuwenden.
- ◆ Die qualifizierte Einweisung durch unsere Medizinprodukteberater.
- ◆ Der Weg zurück in die Selbstbestimmung.

Hersteller und Ihre Produkte

- ◆ Medfein (Surf-Kath)
- ◆ Wellspect (Lofric)
- ◆ Coloplast (SpeediCath)


Diese Produkte können Sie auch über uns beziehen. Bitte sprechen Sie Ihren zuständigen Medizinprodukteberater oder unseren Kundenservice an.



Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
URELIA® Urndrainagesysteme
Zubehör für Urndrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte






SUPRAPUBISCHE
BLASENDRAINAGE

SUPRAVISION-INTEGRAL Standard	22
SUPRAVISION-SOFT	25
SUPRAVISION-INTEGRAL Pigtailkatheter	26
SUPRAVISION-INTEGRAL Dilatationsballonkatheter	28
Suprapubisches Zubehör	29

SUPRAVISION-INTEGRAL STANDARD


Suprapubischer Katheter mit integriertem Ballon, 100 % Silikon

SET-KOMPONENTEN



Suprapubischer Katheter

- ◆ Vollsilikonkatheter mit integriertem Ballon für besseren Patientenkomfort
- ◆ 100 % Silikon, transparent mit offener Spitze
- ◆ Ausgezeichnete Durchflussrate
- ◆ Sehr geringe Inkrustationsneigung
- ◆ Risikoarme und einfache Handhabung
- ◆ Abgerundete Spitze für leichtere Platzierung des Katheters
- ◆ Verstärkter Trichteransatz ermöglicht sicheres Konnektieren des Urinbeutels
- ◆ Transparent mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- ◆ Zum Blocken des Katheterballons wird eine Aqua-Dest.-Glycerin-Lösung (10 %) benötigt (REF: SP-2100-10)



VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung

- ◆ Erhöhte Gleiteigenschaften, innen und außen abriebfest
- ◆ Erhöhter Tragekomfort durch geringere Reibung bei Haut- und Haarkontakt

Katheter einzeln

Bestell-Nr.	PZN	mit VISIOSLIDE Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	passend für Draht (inch)
SV-310835	03768078	SV-310835-SC	18306113	8	35	1,5	0.028
SV-321025	02057524			10	25	3	0.032
SV-311040	02057375	SV-311040-SC	03152058	10	40	3	0.032
SV-321225	02057530			12	25	5	0.038
SV-311240	02057412	SV-311240-SC	01171643	12	40	5	0.038
SV-321425	02057547	SV-321425-SC	18306107	14	25	5	0.038
SV-311440	02057458	SV-311440-SC	01171666	14	40	5	0.038
SV-321625	02057553	SV-321625-SC	16500058	16	25	10	0.038
SV-311640	02057487	SV-311640-SC	03152064	16	40	10	0.038
SV-321825	02057576	SV-321825-SC	18306099	18	25	10	0.038
SV-311840	02057493	SV-311840-SC	03153046	18	40	10	0.038
SV-322025	02057582	SV-322025-SC	16500064	20	25	10	0.038
SV-312040	02057501	SV-312040-SC	16500029	20	40	10	0.038
SV-322225	18306082			22	25	10	0.038
SV-312240	02057518	SV-312240-SC	16500035	22	40	10	0.038
SV-312440	13845963	SV-312440-SC	16500041	24	40	10	0.038

Initial-Blasenpunktionsset

mit Skalpell Bestell-Nr.	PZN	mit VISIOSLIDE Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	passend für Draht (inch)
SV-300835	03766671	SV-300835-SC	18306136	8	35	1,5	0.028
SV-301025	02057286			10	25	3	0.032
SV-301040	02057300	SV-301040-SC	18306142	10	40	3	0.032
SV-301225	02057317			12	25	5	0.038
SV-301240	02057323	SV-301240-SC	01171637	12	40	5	0.038
SV-301440	02057369	SV-301440-SC	18306159	14	40	5	0.038

Wechselset

Bestell-Nr.	PZN	mit VISIOSLIDE Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-330835	03769669	SV-330835-SC	18306165	8	35	1,5	0.028 / 85 cm
SV-331040	02057671	SV-331040-SC	18306171	10	40	3	0.032 / 85 cm
SV-331240	02057688	SV-331240-SC	01171695	12	40	5	0.038 / 85 cm
SV-331440	02057694	SV-331440-SC	01171726	14	40	5	0.038 / 85 cm
SV-331640	02057702	SV-331640-SC	09320462	16	40	10	0.038 / 85 cm
SV-331840	02057719	SV-331840-SC	09320479	18	40	10	0.038 / 85 cm
SV-332040	06997537			20	40	10	0.038 / 85 cm



SUPRAVISION-INTEGRAL STANDARD
Suprapubischer Katheter mit integriertem Ballon, 100 % Silikon

Dilatationswechselset					
Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-341040	02057731	10	40	3	0.032
SV-341240	02057777	12	40	5	0.038
SV-341440	02057783	14	40	5	0.038
SV-341640	02057808	16	40	10	0.038
SV-341840	18306188	18	40	10	0.038

ECODRAIN® Suprapubischer Katheter mit integriertem Ballon				
Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
ED-271205	18187306	12	40	5
ED-271405	18187312	14	40	5
ED-271610	18187329	16	40	10
ED-271810	18187341	18	40	10
ED-272010	18187358	20	40	10

Transurethrale Blasendrainage

Suprapubische Blasendrainage

URELIA® Urindrainagesysteme

Zubehör für Urindrainagesysteme


Einmalzystoskop und Zubehör

Biopsie

Spezialprodukte

SUPRAVISION SOFT
Silikonbeschichteter Ballonkatheter mit Latexkern

SET-KOMPONENTEN



Ballonkatheter

- ◆ Ideale Kombination aus flexiblem Latex und silikonbeschichteter Oberfläche
- ◆ Stabiler Trichteransatz ermöglicht optimale Konnektion des Urinbeutels
- ◆ Bester Patientenkomfort durch angenehm weiches Kathetermaterial
- ◆ Der Katheterballon ist sehr widerstandsfähig und kann mit einfacher Aqua-Dest.-Lösung ohne Glycerin-Zusatz geblockt werden.
- ◆ Leichtes Einlegen durch atraumatische Nelatonspitze
- ◆ Offene Spitze



Katheter einzeln Bestell-Nr.	PZN	Wechselset Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-361240	02058038	SV-351240	18255410	12	40	10	0.038
SV-361440	02058044	SV-351440	02057814	14	40	10	0.038
SV-361640	02058050	SV-351640	02057820	16	40	10	0.038
SV-361840	02058067	SV-351840	02057889	18	40	10	0.038
SV-362040	02058073	SV-352040	18255427	20	40	10	0.038
SV-362240	02058096			22	40	10	0.038
SV-362440	09320485			24	40	10	0.038
SV-362640				26	40	10	0.038

Transurethrale Blasendrainage

Suprapubische Blasendrainage

URELIA® Urindrainagesysteme

Zubehör für Urindrainagesysteme

Einmalzystoskop und Zubehör

Biopsie


Spezialprodukte



SUPRAVISION-INTEGRAL PIGTAILKATHETER

Ballonkatheter mit Einrollspitze, 100 % Vollsilikon

SET-KOMPONENTEN



Ballonkatheter

- 6 Drainageöffnungen im Pigtail
- Silikon für optimale Gewebeverträglichkeit
- Vollsilikonkatheter mit integriertem Ballon für besseren Patientenkomfort
- Sehr geringe Inkrustationsneigung
- Stabiler Trichteransatz ermöglicht optimale Konnektion des Urinbeutels
- Zum Blocken des Katheterballons wird eine Aqua-Dest.-Glycerin-Lösung (10 %) benötigt (REF: SP-2100-10)



Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
UPELIA® Urndrainagesysteme
Zubehör für Urndrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

Katheter einzeln

Bestell-Nr.	PZN	mit VISIOSLIDE Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
SV-401240	02058819	SV-401240-SC	18306219	12	40	5
SV-401440	02058825	SV-401440-SC	18306225	14	40	5
SV-401640	02058854			16	40	10
SV-401840	18306202			18	40	10

Punktionsset

Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Passend für Draht (inch)
SV-411240	02058943	12	40	5	0.038
SV-411440	18306254	14	40	5	0.038

Wechselset

Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-421240	02058966	12	40	5	0.038
SV-421440	02058972	14	40	5	0.038
SV-421640	02058989	16	40	10	0.038

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
UPELIA® Urndrainagesysteme
Zubehör für Urndrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte




SUPRAPUBISCHE BLASENDRAINAGE

SUPRAVISION-INTEGRAL DILATATIONSBALLONKATHETER

Suprapubischer Dilatationsballonkatheter mit flach integriertem Ballon,
100 % Vollsilikon

BESCHREIBUNG



Dilatationsballonkatheter

- ◆ Vollsilikonkatheter mit integriertem Ballon für besseren Patientenkomfort
- ◆ Geformte, verstärkte und offene Spitze
- ◆ Durch die metallverstärkte Spitze und exakter Adaption auf den Führungsdraht ist leichteres Dilatieren möglich
- ◆ Sehr geringe Inkrustationsneigung, risikoarme und einfache Anwendung
- ◆ Im Set mit Stilet oder einzeln erhältlich
- ◆ Stilet dient zur Stabilisierung des Katheters bei der Einlage
- ◆ Zum Blocken des Katheterballons wird eine Aqua-Dest.-Glycerin-Lösung (10 %) benötigt (REF: SP-2100-10)

ohne Stilet Bestell-Nr.	PZN	mit Stilet Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
SV-441240	02059055	SV-511240	03770135	12	40	5
SV-441440	02059078	SV-511440	01171732	14	40	5
SV-441640	02059084	SV-511640	01180694	16	40	10
SV-441840	02059090	SV-511840	18407446	18	40	10
SV-442040	02059109			20	40	10

Für 0.035-Führungsdraht geeignet. Bestell-Nr. des Drahtes: ST-291035

Transurethrale
Blasendrainage

Suprapubische
Blasendrainage

URELIA®
Urindrainagesysteme

Zubehör für
Urindrainagesysteme

Einmalzystoskop
und Zubehör

Biopsie


Spezialprodukte

SUPRAPUBISCHE BLASENDRAINAGE

SUPRAPUBISCHES ZUBEHÖR

Führungsdrähte

Bestell-Nr.	PZN	Größe (inch)	Länge (cm)	geeignete Katheter & Größen (CH)
ST-291028	18103746	0.028	100, 8	
ST-291032	18103752	0.032	100	10
ST-291038	18103775	0.038	100	≥ 12
ST-298538	01139390	0.038	85	≥ 12
ST-291035	18103769	0.035	100	SV-44XX40



Dilatator mit Spaltschaft

Bestell-Nr.	PZN	Größe (CH)	Länge (cm)	empfohlen für Drahtdurchmesser	geeignete Kathetergröße mit integriertem Ballon (CH)
RN-781200	02051585	12	18	0.038	10
RN-781400	02051591	14	18	0.038	12
RN-781600	02051616	16	18	0.038	14
RN-781800	02051622	18	18	0.038	16
RN-782000	18306277	20	18	0.038	18
RN-782200	18306283	22	18	0.038	20



Transurethrale
Blasendrainage

Suprapubische
Blasendrainage

URELIA®
Urindrainagesysteme

Zubehör für
Urindrainagesysteme

Einmalzystoskop
und Zubehör

Biopsie

Spezialprodukte



URELIA® Bettbeutel	32
URELIA® Tag-/Nachtbeutel	34
URELIA® Beinbeutel	35
URELIA® Kletthalteband	36



URELIA®
URINDRAINAGESYSTEME

URELIA® URINDRAINAGESYSTEME

URELIA® URINDRAINAGESYSTEM
URELIA® Bettbeutel

BESCHREIBUNG



UVD-23

- ◆ 2.000 ml Volumen
- ◆ Schlauchlänge 120 cm, knickstabil mit Schiebeklemme
- ◆ Nadelfreie Urinprobeentnahmestelle
- ◆ Tropfkammer mit integriertem Rückschlagventil
- ◆ Bakteriendichtes Entlüftungsventil
- ◆ Einfacher Einhandablass
- ◆ Doppelhakenaufhängung
- ◆ Lakenklemme
- ◆ Steril

Geschlossenes Urindrainagesystem

Bestellnummer	PZN	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)	Hilfsmittel-Nr.
UVD-23	18438719	2000	120	15.25.07.0074

URELIA® URINDRAINAGESYSTEM
URELIA® Bettbeutel

BESCHREIBUNG



UVD-43

- ◆ 2.000 ml Volumen
- ◆ Schlauchlänge 110 cm, knickstabil mit Schiebeklemme
- ◆ Nadelfreie Urinprobeentnahmestelle
- ◆ Rücklaufsperre
- ◆ Bakteriendichtes Entlüftungsventil
- ◆ Einfacher Einhandablass
- ◆ Konischer Stufenkonnektor für optimalen Halt
- ◆ Steril

Urinbeutel für die kurzfristige Anwendung

Bestellnummer	PZN	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)	Hilfsmittel-Nr.
UVD-43	18438748	2000	110	15.25.06.3046

Transurethrale
Blasendrainage

Suprapubische
Blasendrainage

URELIA®
Urindrainagesysteme

Zubehör für
Urindrainagesysteme

Einmalzystoskop
und Zubehör

Biopsie

Spezialprodukte

Transurethrale
Blasendrainage

Suprapubische
Blasendrainage

URELIA®
Urindrainagesysteme

Zubehör für
Urindrainagesysteme

Einmalzystoskop
und Zubehör

Biopsie

Spezialprodukte

URELIA® URINDRAINAGESYSTEM
URELIA® Tag-/Nachtbeutel

BESCHREIBUNG



Die sichere Rundumversorgung für Tag und Nacht

- ◆ Stabile Tag-/Nachtbeutel mit 1.000 ml Volumen
- ◆ Spezielle, hautfreundliche, weiche Beutelnrückseite
- ◆ Beschichteter Schlauch zur Irritationsvermeidung
- ◆ Verschiedene Schlauchlängen verfügbar
- ◆ Nadelfreie Urinprobeentnahmestelle
- ◆ Tropfkammer mit integriertem Rückschlagventil
- ◆ Bakteriendichtes Entlüftungsventil
- ◆ Doghouse für einfaches Verstauen des Ablasshahns
- ◆ Einfacher Einhandablass
- ◆ Steril

Bestellnummer	PZN	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)	Hilfsmittel-Nr.
UVD-1030	18438688	1000	30	15.25.07.1018
UVD-1060	18438694	1000	60	
UVD-1090	18438702	1000	90	

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
URELIA® Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte



URELIA® URINDRAINAGESYSTEM
URELIA® Beinbeutel

BESCHREIBUNG



Breites Angebot qualitativ hochwertiger Beinbeutel mit Doghouse

- ◆ Stabiler Beinbeutel mit 500 ml- oder 750 ml-Volumen
- ◆ Schlauchlänge 50 cm (kürzbar)
- ◆ Beschichteter Schlauch zur Irritationsvermeidung
- ◆ Spezielle, hautfreundliche, weiche Beutelnrückseite
- ◆ Doghouse für einfaches Verstauen des Ablasshahns
- ◆ Waschbare Spezialhaltebänder für sichere Fixierung am Bein (separat erhältlich: UVD-552500)
- ◆ Austauschbarer Universaladapter
- ◆ Anschlussmöglichkeit für Bettbeutel
- ◆ Einfacher Einhandablass
- ◆ Rücklaufventil
- ◆ Steril

Bestellnummer	PZN	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)	Hilfsmittel-Nr.
UVD-5050	18438760	500	50 (kürzbar)	15.25.05.3114
UVD-7550	18438783	750	50 (kürzbar)	



Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
URELIA® Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

URELIA® URINDRAINAGESYSTEM

URELIA® 3-Kammer Beinbeutel

BESCHREIBUNG



3-Kammer-Beinbeutel

- ◆ Stabile Urinbeutel mit 500 ml oder 750 ml Volumen
 - ◆ Passt sich unauffällig der Beinform an
 - ◆ Spezielle, hautfreundliche, weiche Beutelrückseite
 - ◆ Beschichteter Schlauch zur Irritationsvermeidung
 - ◆ Schlauchlänge 50 cm, kürzbar mit Wechseladapter
- ◆ Einfacher Einhandablass
 - ◆ Rücklaufventil
 - ◆ Anschlussmöglichkeit für Bettbeutel
 - ◆ Steril

Bestellnummer	PZN	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)	Hilfsmittel-Nr.
UVD-3K50	18438725	500	50 (kürzbar)	15.25.05.3115
UVD-3K75	18438731	750	50 (kürzbar)	


HALTEBÄNDER FÜR BEINBEUTEL (SEPARAT ERHÄLTlich)

URELIA® Kletthalteband zur Befestigung von Beinbeuteln

Kompatibel mit: UVD-1030, UVD-1060, UVD-1090 und UVD-7550, UVD-5050.
NICHT Kompatibel mit: UVD-3K50, UVD-3K75

Bestellnummer	PZN	Hilfsmittel-Nr.
UVD-552500	13242710	15.99.99.0008

- ◆ Set aus zwei Bändern
 - ◆ Band mit 5,5 cm Breite und Band mit 2,5 cm Breite
- ◆ Mit Silikonbeschichtung innen für optimalen Halt



Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

Katheterventile & Katheterstopfen	38
Bettbeutel taschen & Einbeinhosen	40
UROX® Harnableitungssystem für Männer	41
Urinalkondome	43



ZUBEHÖR FÜR URINDRAINAGESYSTEME

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

URELIA® URINDRAINAGESYSTEM

URELIA® Katheterventil inkl. Universaladapter und Silikonschlauch

BESCHREIBUNG



Das neue, leichte und innovative URELIA® Katheterventil bedeutet für Pflegekräfte und Patienten eine Erleichterung bei der Pflege und Hygiene und besticht durch das einfache Handling.

URELIA® Katheterventil inkl. Universaladaper und Silikonschlauch

- ◆ Ergonomische Form für hohen Patientenkomfort
- ◆ Großer Innendurchmesser für eine hohe und zuverlässige Drainageleistung
- ◆ Universaladapter aus Silikon ermöglicht eine sichere Konnektion an Katheter und Urinbeutel
- ◆ Visioslide-Spezialbeschichtung
- ◆ Farbcodierter Öffnungsmechanismus mit der Option zur Daueröffnung für die Nacht
- ◆ Als Hilfsmittel abrechenbar

Bestell-Nr.	PZN	Hilfsmittel-Nr.
KV-7726	16585310	15.25.16.0035

Transurethrale
Blasendrainage

Suprapubische
Blasendrainage

URELIA®
Urindrainagesysteme

Zubehör für
Urindrainagesysteme

Einmalzystoskop
und Zubehör

Biopsie

Spezialprodukte



ZUBEHÖR FÜR URINDRAINAGESYSTEME

Katheterventile & Katheterstopfen



MiroValve Katheterventil

- ◆ Einfache Einhandbedienung
- ◆ Ergonomisch geformte Schieber ist für Links- und Rechtshänder geeignet
- ◆ Rutschhemmend strukturierte Oberfläche
- ◆ Erhöhung der Mobilität und Lebensqualität
- ◆ Mehr Bewegungsfreiheit bei kurzfristigen Besorgungen „ohne Urinbeutel“
- ◆ Rezeptierbares Hilfsmittel



Flip Flop Katheterventil

- ◆ Einfache Bedienung
- ◆ Bei Umstellung auf „Dauerableitung“, ist der Anschluss eines Urinbeutels möglich, z.B. für die nächtliche Ableitung
- ◆ Inklusive Verbindungsschlauch zum Anschluss eines Urinbeutels
- ◆ Erhöhung der Mobilität und Lebensqualität
- ◆ Mehr Bewegungsfreiheit bei kurzfristigen Besorgungen „ohne Urinbeutel“
- ◆ Rezeptierbares Hilfsmittel



Katheterstopfen

- ◆ Passend für alle Trichter-/ Stufen-Ansatzsysteme (z.B. Harnblasenkatheter)

Bestell-Nr.	PZN	Hilfsmittel-Nr.
089805	05020510	15.25.16.0023

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

Bestellnummer	PZN	Hilfsmittel-Nr.
BFF5	07012621	15.25.16.0026

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

Bestell-Nr.	PZN	Farbe	Hilfsmittel-Nr.
070370000	07487471	blau	15.25.16.0002

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.



Transurethrale
Blasendrainage

Suprapubische
Blasendrainage

URELIA®
Urindrainagesysteme

Zubehör für
Urindrainagesysteme

Einmalzystoskop
und Zubehör

Biopsie

Spezialprodukte

ZUBEHÖR FÜR URINDRAINAGESYSTEME

Bettbeuteltaschen & Einbeinhosen

Einbeinhose für Beinbeutel*

- ◆ Beinbeuteltasche für handelsübliche Beinbeutel
- ◆ Hautfreundlicher und dehnbarer Taillenbund
- ◆ Hoher Tragekomfort, ohne Einschnürung am Bein
- ◆ Öffnung für Ablasshahn, zur leichten Beutelentleerung
- ◆ Sichere Fixierung des Urinbeutels
- ◆ Rezeptierbares Hilfsmittel

*Einbeinhose nur für das linke Bein erhältlich



Bestellnummer	PZN	Größe	Taillenweite (cm)	Hilfsmittel-Nr.
EB-15611	18411376	S	50 - 64	15.99.99.0009
EB-15612	18411382	M	65 - 85	
EB-15613	18411399	L	86 - 100	
EB-15614	18411407	XL	ab 101	

Bestellnummer	PZN	Artikelbezeichnung	Umfang (cm)	Hilfsmittel-Nr.
465-91359	04177439	FREEDOM BEINLING LARGE/BRAUN	55 - 80	15.99.99.0009
465-91258	04177445	FREEDOM BEINLING MEDIUM/BLAU	45 - 65	
465-91158	04177451	FREEDOM BEINLING SMALL/GELB	30 - 45	

1VE entspricht 5 Stück

Beinlinge via Patientenrezept abrechenbar.

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

Bettbeuteltasche

- ◆ Bettbeuteltaschen für alle Bettbeutelgrößen und -formen
- ◆ Verschließbar mit Klettverschluss
- ◆ Diskrete Hülle für den Urinbeutel

Bestellnummer
BETTBTLTA NEUTRAL

Transurethrale
Blasendrainage

Suprapubische
Blasendrainage

URELIA®
Urindrainagesysteme

Zubehör für
Urindrainagesysteme

Einmalzystoskop
und Zubehör

Biopsie

Spezialprodukte

ZUBEHÖR FÜR URINDRAINAGESYSTEME

UROX® Harnableitungssystem für Männer mit einem Höchstmaß an Tragekomfort und Sicherheit



DAS SYSTEM BESTEHT AUS 3 TEILEN

Flexibles Urinal

- ◆ Sichere Ableitung des Urins
- ◆ Die Haut bleibt trocken
- ◆ Einfach anzulegen und abzunehmen

Unterhose

- ◆ Mit speziell ausgeführter Öffnung zur korrekten Fixierung von Urinal und Schlauch
- ◆ Keine unbequemen Nähte auf der Rückseite

Stretch-Beinling mit integriertem Urinbeutel

- ◆ Hoher Tragekomfort
- ◆ Anatomisch an linken Unterschenkel angepasst
- ◆ Tragedauer max. 7 Tage
- ◆ Ablasshahn mit Auslaufschutz

WER KANN UROX VERWENDEN?

- ◆ Männer mit BPH (gutartiger Prostatavergrößerung)
- ◆ Männer mit Blasenschwäche
- ◆ Männer mit Inkontinenz
- ◆ Männer, die die Toilette evtl. nicht rechtzeitig erreichen können (Busfahrer, Lehrer oder auch Segelflieger)

Transurethrale
Blasendrainage

Suprapubische
Blasendrainage

URELIA®
Urindrainagesysteme

Zubehör für
Urindrainagesysteme

Einmalzystoskop
und Zubehör

Biopsie

Spezialprodukte



UROX®
Harnableitungs-System für Männer - Komfortable Tagesversorgung
für den mobilen Patienten!

Urox®-Urinal		Urox®-Beinling*		Urox®-Fixierhose*		
Bestellnummer	PZN	Bestellnummer	PZN	Bestellnummer	PZN	Größe
UX-1011	06590847	UX-2011	06590899	UX-3111	06590942	S
UX-1012	06590853	UX-2012	06590907	UX-3112	06590959	M
UX-1013	06590876	UX-2013	06590913	UX-3113	06590965	L
UX-1014	06590882	UX-2014	06590936	UX-3114	06590971	XL

*inkl. Urox-Beutel (600 ml).

Reinigungslösung		
Bestellnummer	PZN	Inhalt (ml)
UX-4015	06590994	250

Urox®-Starterset* *Nur das komplette Starterkit ist auf Rezept abrechenbar				
Bestellnummer	PZN	Urox®-Urinal	Urox®-Beinling	Hilfsmittel-Nr.
UX-4017	06591xxx	S/M/L/XL	S/M/L/XL	15.25.12.1005

Jede Komponente kann in den Größen S/M/L/XL ausgewählt und individuell zusammengestellt werden.
Bestellnummer UX-4017- mit den Größen für Urinal, Beinling und Fixierhose angeben: z. B. UX-4017-SMS.

Die PZN richtet sich jeweils nach dem gewählten Set und kann im Kundenservice angefragt werden.

Unsere qualifizierten Medizinprodukteberater beraten Sie gerne bei der Auswahl des geeigneten Urinals für Ihre Patienten.

*inkl. Urox-Beutel (600 ml).

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

ZUBEHÖR FÜR URINDRAINAGESYSTEME
Urinalkondome


Leben mit der Inkontinenz

Vorteile

- ◆ Umfangreiches Produktangebot von namhaften Herstellern
- ◆ Diskrete Versorgung des Patienten im Alltag
- ◆ Die individuell ausgewählten Produkte sind einfach anzuwenden
- ◆ Die qualifizierte Einweisung Ihres Fachpersonals durch unsere Medizinprodukteberater

Hersteller und Ihre Produkte

- ◆ Sie können die Produkte namhafter Hersteller über uns beziehen
- ◆ Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Medizinprodukteberater oder unseren Kundenservice



Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
UPELIA® Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
UPELIA® Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

Einmal-Zysto-/Nephroskop und Zubehör	46
UROBITE® Einwegzangen	48
NEORIG®	50
Flexible Injektionsnadel	51



EINMALZYSTOSKOP
UND ZUBEHÖR

DAS DIGITAL-EINMAL-ZYSTO-/NEPHROSKOP
mit 15 CH/FR und integrierter Spül- und Absaugfunktion (DISS)

- ◆ Immer steril verfügbar
- ◆ Immer gleich hohe Qualität
- ◆ Keine Kreuzinfektionen
- ◆ Keine zusätzlichen Kosten
- ◆ Komplettsystem auf neuestem technischen Stand

Vario-Lösung von PUSEN



Auf Anfrage rechnen wir mit Ihren Privatpatienten ab.

- ◆ integrierte Spül- und Absaugfunktion (DISS)
- ◆ einsetzbar für Blase oder Niere
- ◆ zusätzlicher Spülwasseranschluss
- ◆ gerader Arbeitskanal mit integriertem Tuohy Borst Adapter
- ◆ Steuerhebel zur Steuerung der flexiblen Spitze
- ◆ ergonomischer Handgriff

Bestellnummer	Außendurchmesser	Arbeitskanal	Schaftlänge	Abwinkelung der Spitze	Sichtfeld
PC200-AS	15 CH/FR	7,2 CH/FR	380 mm	standard, 210° in beide Richtungen	90°
PC200-AR	15 CH/FR	7,2 CH/FR	380 mm	reverse, 210° in beide Richtungen	90°

Optisches System: Auflösung 720 x 720 Pixel, Sichtfeld 90°,Tiefenschärfe 5-80 mm.
Zusätzliche Features: Programmierbare Tasten, Lieferung inkl. Spülschlauch




ZUBEHÖR FÜR DAS ZYSTO-/NEPHROSKOP
Monitor und Halterung

Monitor



Bestellnummer	Auflösung	Video-Schnittstellen	Darstellungsart	Maße	Gewicht
PV300	1920x1080	DVI, SDI	10,1" Farb-LCD mit Touchdisplay	255 x 180 x 60,5 mm	1,3 kg

Monitor Halterung



BIOPSIE

UROBITE® Einwegfasszange

BESCHREIBUNG



Unsere UROBITE®-Fasszange ist ein Einweg-Instrument in Mehrwegqualität, das für einen präzisen Griff Alligatormaul und Rat Tooth-Design kombiniert.

Einwegfasszange

- ◆ Für eine einfache Entfernung von Stents und Fremdkörpern
- ◆ Hochflexible Zange in zwei Längen
- ◆ Verwendbar mit allen starren und flexiblen Zystoskopen mit einem Arbeitskanal von mind. 6 FR
- ◆ Gummierter Schaft
- ◆ Edelstahl-Fasszange mit zwei Reihen mit 5 Zähnen und Rattenzahn
- ◆ Komfort und Kontrolle durch ergonomischen, einfach zu bedienenden Griff
- ◆ Zeit- und Effizienzvorteil durch Wegfall des Wiederaufbereitungsprozesses
- ◆ Reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen

Bestellnummer	Durchmesser (mm / FR)	Länge (cm)	Form	VE
GSF-18-600	1,8 / 5,4	60 cm	Alligatormaul mit Rat Tooth	10
GSF-18-1200	1,8 / 5,4	120 cm	Alligatormaul mit Rat Tooth	10

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.



BIOPSIE

UROBITE® Einwegbiopsiezange

BESCHREIBUNG



Unsere UROBITE®-Biopsiefasszange ist ein Einweg-Instrument in Mehrwegqualität.

Einwegbiopsiezange

- ◆ Sehr scharfes Zangenprofil für einen einwandfreien Schnitt des Biopsats ohne zu quetschen
- ◆ Kurze Variante mit gummiertem Schaft (REF: GSF-CYS-18-600)
- ◆ Hohe Flexibilität und Abwinkelbarkeit
- ◆ Für die Biopsie der unteren Harnwege
- ◆ Neobite Uro geeignet für die flexible URS
- ◆ Zeit- und Effizienzvorteil durch Wegfall des Wiederaufbereitungsprozesses
- ◆ Reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen
- ◆ Auch für Zystoskop geeignet und mini PCNL

Bestellnummer	Durchmesser (mm / FR)	Länge (cm)	Form	VE
GSF-CYS-18-600	1,8 / 5,4	60 cm	Klemmbacken, sehr scharf. Zur Gewebeaufnahme	10
Neobite Uro 222374	1,0 / 3,0	120 cm	Klemmbacken, sehr scharf. Zur Gewebeaufnahme	2

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.



NEORIG®
Einläufiges Überleitsystem

BESCHREIBUNG



Einläufiges Überleitsystem

- ◆ Luer-Lock männlich, Urologenanschluss mit flexiblem 10 cm Silikonschlauch
- ◆ PVC Material
- ◆ Phthalat-frei
- ◆ Durchflussmenge ca. 600 ml/min
- ◆ Mit Einstechdorn - für alle Spülungsbehältnisse mit Stopfenanschluss
- ◆ Rollenklemme für den kontrollierten Spülfluss
- ◆ Rigide Tropfkammer
- ◆ Gesamtlänge: 200 cm
- ◆ Latexfrei

Bestellnummer	PZN	Schlauchlänge	VE
202125	18355784	200 cm	5

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
URELIA® Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

FLEXIBLE INJEKTIONSNADEL

BESCHREIBUNG



Flexible Injektionsnadel

- ◆ Sicheres Handling durch ergonomischen Handgriff
- ◆ „Kugelschreibermechanismus“ ermöglicht jederzeitiges Ein- und Ausfahren der Nadelspitze
- ◆ Arbeitsschutz gemäß TRBA 250-Sicherheitsklassifizierung
- ◆ Luer-Lock Anschluss zur einfachen Injektion von Flüssigkeiten in den unteren Harntrakt
- ◆ 15° Edelstahl-Schliff gewährleistet optimale Einsticheigenschaften
- ◆ Schutz vor Urothel Perforationen durch optimierte Nadellänge

Bestellnummer	PZN	Größe (FR/CH)	Nadel Ø (G)	Nadellänge (mm)	Arbeitslänge (cm)
FIN-57-066	18306337	6	22	0,4	66

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
URELIA® Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

neoGUN® Einweg-Biopsie-Schussgerät	54
Biopsiekanülen	56
Biopsie-Zubehör	60




BIOPSIE


BIOPSIE

NEOGUN® EINWEG-BIOPSIE-SCHUSSGERÄT

Für die Weichgewebe- und Organ-Biopsie



- ◆ Sehr scharfer Nadelschliff
- ◆ Sanftes Einführen und präziser Schnitt
- ◆ Vollautomatischer Abschussmodus
- ◆ Hohe Schusskraft und Geschwindigkeit
- ◆ Hochwertige, vollständige und füllige Probe
- ◆ Geringe Quetschungen der Proben



Probeentnahmekerbe 18 oder 19 mm



BIOPSIE



Einweg-Biopsie-Schussgerät

- ◆ Immer steril verfügbar
- ◆ Keine Wiederaufbereitungskosten
- ◆ Sicherheit durch Einmal-Anwendung
- ◆ Keine Kreuzkontaminationen

Bestellnummer	Nadel Gauge x Länge	Probenkerbe Länge	Einstichtiefe	Auslöser
BG-SU-1410*	14G (2,1 mm) x 10 cm	19 mm	22 mm	Grün
BG-SU-1416*	14G (2,1 mm) x 16 cm			
BG-SU-1610*	16G (1,6 mm) x 10 cm	19 mm	22 mm	Lila
BG-SU-1616*	16G (1,6 mm) x 16 cm			
BG-SU-1810*	18G (1,2 mm) x 10 cm	18 mm	22 mm	Rosa
BG-SU-1816*	18G (1,2 mm) x 16 cm			
BG-SU-1820	18G (1,2 mm) x 20 cm			
BG-SU-1825	18G (1,2 mm) x 25 cm			
BG-SU-2010*	20G (0,9 mm) x 10 cm	18 mm	22 mm	Gelb
BG-SU-2016*	20G (0,9 mm) x 16 cm			
BG-SU-2020*	20G (0,9 mm) x 20 cm			

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
UPELIA® Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
UPELIA® Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte




BIOPSIE

BIOPSIEKANÜLEN

Zur automatischen Entnahme von Biopsaten

DNG-1020 unter anderem passend für PRO-MAG™ Ultra



Bestellnummer	PZN	Größe (G)		Länge (cm)
DNG-1020-16-0160	16617694	16		16
DNG-1020-16-0200	16617702	16		20
DNG-1020-18-0200	16617719	18		20
DNG-1020-20-0200	18306314	20		20
DNG-1020-18-0250	16617725	18		25

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.



BIOPSIE

BIOPSIEKANÜLEN

Zur automatischen Entnahme von Biopsaten

DNG-1010 passend für PRO-MAG™ 2.2



- ◆ Erstklassiger Schliff für hochwertige histologische Befunde
- ◆ Zentimetergraduierung zur exakten Bestimmung der Stichtiefe
- ◆ Echogene Spitze für deutliche Sichtbarkeit im Ultraschall
- ◆ Klare Größenerkennung durch Farbmarkierung

Bestellnummer	PZN	Größe (G)		Länge (cm)
DNG-1010-18-0160	16617659	18		16
DNG-1010-18-0200	16617665	18		20
DNG-1010-18-0250	16617671	18		25

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.




BIOPSIE

BIOPSIEKANÜLEN

Zur automatischen Entnahme von Biopsaten

DNG-1040 passend für Bard® Magnum®



- ◆ Erstklassiger Schliff für hochwertige histologische Befunde
- ◆ Zentimetergraduierung zur exakten Bestimmung der Stichtiefe
- ◆ Echogene Spitze für deutliche Sichtbarkeit im Ultraschall
- ◆ Klare Größenerkennung durch Farbmarkierung

Bestellnummer	PZN	Größe (G)	Länge (cm)
DNG-1040-14-0160	16617748	14	16
DNG-1040-18-0160	16617754	18	16
DNG-1040-18-0200	16617760	18	20
DNG-1040-18-0250	16617777	18	25


Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.



BIOPSIE

KANÜLE FÜR DIE ASPIRATION UND INJEKTION

2-teilige Chiba Nadel



- ◆ Sandgestrahlt für optimale Ultraschallsichtbarkeit

Bestellnummer	PZN	Größe (G)	Länge (cm)	Maximaler Führungsdraht ø
RN-632220	06997520	22	20	0.018"
RN-632228	18306320	22	28	0.018"

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.



BIOPSIE

BIOPSIE-ZUBEHÖR

Kanülenentsorgungsbox 5L


- Entsorgungsbehälter rund
- ca. 5,0 ltr
- Höhe: 425 mm; Deckel ø: 143 mm; Boden ø: 112 mm

Bestellnummer
77.3884.050

Medizinalkondome

- Instrumentenschutzhülle
- trocken
- keimreduziert


Bestellnummer	Durchmesser ø
111111	18 mm
127014	34 mm



Bei uns finden Sie Einmalführungshilfen für rektale Ultraschallköpfe aller gängigen Hersteller von Ultraschallgeräten.

Für weiterführende Information sprechen Sie bitte Ihren zuständigen Medizinprodukteberater oder unseren Kundenservice an.

Möller Blue Biopsiegerät



- passend zu Einmalbiopsienadeln DGN-1020-xx-yyyy bzw. BN-20xxyy

Bestellnummer
RBG-1000-10-1000

Krankenkasse bzw. Kostenträger SBB Kostenträger		Hilfs- mittel 6 7 8 X		Spez.-St. Bohrer		Reze- ptur		Apotheken-Nummer / IK	
Name, Vorname des Versicherten Sprechstundenbedarf		geb. am		Zusicherung		Second-Status			
Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.		Status		Apparat-Nr./Hilfsmittel-Nr.		Faktor	
Betriebsstätten-Nr. 123456789		Arzt-Nr. 234567890		Datum 01.04.2020		1. Verordnung			
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)		Dr. med. Max Mustermann		Urologe		Musterstr. 10		55555 Musterstadt	
Art.-Nr.		gen. Bezeichnung (z.B. Biopsienadel; Einmalnadelführung)		Stückzahl		Unterschrift des Arztes <i>Max Mustermann</i>		Muster 16 (7.2008)	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Abgabedatum in der Apotheke		Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer		123456789 Y	

Rezeptierbare Artikel unterscheiden sich je nach Bundesland. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer KV.

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
Urethra®
Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

Vakuumpumpen	62
Adapter	63
Spritzen	65



SPEZIALPRODUKTE

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
Urethra®
Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte



VAKUUMPUMPE AES 3

Das VP-System bei Erektionsstörungen und erektiler Dysfunktion

BESCHREIBUNG



- AES 3**
- ◆ Nicht invasiv
 - ◆ Verlässlich & Unkompliziert
 - ◆ Nebenwirkungsarm
 - ◆ Jederzeit anwendbar
 - ◆ Erstattungsfähig über die Krankenkasse

Für Fragen zur Erstattung kontaktieren Sie Ihren zuständigen Medizinprodukteberater oder unseren Kundenservice.

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
URELIA® Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

ADAPTER

„ONE FITS ALL“ UNIVERSALADAPTER

- ◆ Besteht aus Luer-Lock Verbinder und Silikonschlauch
- ◆ Der Adapter ermöglicht den Anschluss an alle gängigen Urinbeutelsysteme mit Kegelverbindung
- ◆ Besonders geeignet für die Verbindung zwischen Luer-Lock Instrumenten (Nephrostomie und Zystostomie)
- ◆ Problemlose, universelle Konnektion für Patient und Anwender möglich

Universaladapter

- ◆ mit Silikonschlauchverbindung, Luer-Lock männlich und weiblich
- ◆ mit Stufenkegel, Luer-Lock männlich und weiblich



Universaladapter mit Silikonschlauchverbindung, Luer-Lock männlich			
Bestell-Nr.	PZN	Länge Verbindungsstück (cm)	Materialeigenschaft
AD-1005	18306343	5	PVC-frei
AD-1010	06903157	10	PVC-frei
AD-1020	18306366	20	PVC-frei



Universaladapter mit Silikonschlauchverbindung, Luer-Lock weiblich				
Bestell-Nr.	PZN	Länge Verbindungsstück (cm)	Materialeigenschaft	Hilfsmittel-Nr.
AD-2005	18306372	5	PVC-frei	15.99.99.0003



Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
URELIA® Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte



ADAPTER

Universaladapter mit Stufenkegel, Luer-Lock männlich			
Bestell-Nr.	PZN	Länge Verbindungsstück (cm)	Materialeigenschaft
AD-100	02044326	15	PVC-frei
AD-101	18306403	" - "	PVC-frei, Polyurethan



Universaladapter mit Stufenkegel, Luer-Lock weiblich				
Bestell-Nr.	PZN	Länge Verbindungsstück (cm)	Materialeigenschaft	Hilfsmittel-Nr.
AD-103	18306395	" - "	PVC-frei	15.99.99.0003



Verbindungsadapter

- mit Stufenkegel und Silikonschlauchverbindung

Verbindungsadapter mit Stufenkegel und Silikonschlauchverbindung				
Bestell-Nr.	PZN	Länge Verbindungsstück (cm)	Materialeigenschaft	Hilfsmittel-Nr.
AD-220	18306389	25	PVC-frei	15.99.99.0001



Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
URELIA® Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte

SPRITZEN

Blockungsspritze

- Luer-Spritze mit Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10 %

Bestell-Nr.	PZN	Kapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
SP-2100-10	03049455	10	15.99.99.0006

Die Blockungsspritze ist über das Patientenrezept abrechenbar (exklusive AOK Plus)



Wund- und Blasenspritze

- Zur Wund- und Blasenspülung, 120 ml
- Mit Luer-Adapter (aus dem Kolben entnehmbar)

Bestell-Nr.	PZN	Kapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
21120	02051651	120	15.99.99.0006



Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

Transurethrale Blasendrainage
Suprapubische Blasendrainage
URELIA® Urindrainagesysteme
Zubehör für Urindrainagesysteme
Einmalzystoskop und Zubehör
Biopsie
Spezialprodukte



BESTELL-INFORMATIONEN

Rezeptverwaltung per E-Mail



rezeptverwaltung@urovision.de

Bestellung per E-Mail



kundenservice@urovision.de

Bestellung per Telefon



+49 (0) 8032 973-400

Bestellung per Fax



+49 (0) 8032 973-411

uroVision GmbH

Medi-Globe-Straße 1-5
D-83101 Rohrdorf

Tel: +49 (0) 8032 973-400
Fax: +49 (0) 8032 973-411
E-Mail: info@urovision.com
www.urovision.de



UROVISION®

A MEDI-GLOBE COMPANY

uroVision GmbH ist ein Unternehmen der Medi-Globe-Group. Eine vollständige Liste der Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung des Herstellers.
©2025 Urovision GmbH. CA-0002.DE.v2-0425

