

Produktkatalog Urologie



Ambulante Versorgung



Als Teil der Medi-Globe Group, einer international agierenden Unternehmensgruppe bietet die Urovision GmbH nicht nur hochwertige medizinische Produkte, sondern auch ein umfassendes Servicekonzept, das Ihnen den Praxisalltag erleichtert. Wir verstehen die Herausforderungen, denen Sie täglich begegnen und unterstützen Sie deshalb mit Schulungen zu RKI-Richtlinien, Portfolio- und Abrechnungstrainings sowie theoretischen Patienteneinweisungen.

Am Standort Rohrdorf bei München entwickeln wir Produkte rund um die ableitende Kontinenzversorgung, die speziell darauf ausgerichtet sind, niedergelassene Urologen und das medizinische Fachpersonal in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen und höchsten Patientenkomfort zu gewährleisten.

Wir möchten nicht nur als Lieferant, sondern auch als Ihr verlässlicher Partner agieren. Unsere Produkte und Dienstleistungen sind darauf ausgelegt, Ihnen mehr Zeit für das Wesentliche zu geben: die bestmögliche Versorgung Ihrer Patienten.

Wir sind URO – aus Überzeugung.

Musterrezept: Versorgung für 1 Monat

Krankenkasse bzw. Kostenträger		12345		Hilfsmittel ankreuzen	Apothekennummer / K.
Name, Vorname des Versicherten		06.11.1970		Zustellung	
Mustermann Hans		geb. am		Gewicht (Stück)	
Musterstraße 12				Anzahl (Artikel-Nr.)	
32567 Musterstadt				1. Verordnung	
00000				2. Verordnung	
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status		3. Verordnung	
61159	0	0			
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum			
123456789	234567890	30.08.2024			
Rp. (Bitte Leerzeile durchstreichen)					
Dauerballonkatheter CH XX 1 Stück (monatlich)				Dr. med. Max Mustermann	
Bettbeutel 2000 ml 3 Stück				Urologe	
Beinbeutel XXX ml 10 Stück				Musterstr. 10	
Diag: Blasenentleerungsstörung				55555 Musterstadt	
VZR: 1 Monat				<i>Max Mustermann</i>	
b b r l				Unterschrift des Arztes	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen				Muster 16 (7.2008)	
Unfalltag				123456789Y	

Ausgenommen von dieser Regelung: Genehmigungspflichtiger Sprechstundenbedarf

Musterrezept: Versorgung für 3 Monate

Krankenkasse bzw. Kostenträger		12345		Hilfsmittel ankreuzen	Apothekennummer / K.
Name, Vorname des Versicherten		06.11.1970		Zustellung	
Mustermann Hans		geb. am		Gewicht (Stück)	
Musterstraße 12				Anzahl (Artikel-Nr.)	
32567 Musterstadt				1. Verordnung	
00000				2. Verordnung	
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status		3. Verordnung	
61159	0	0			
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum			
123456789	234567890	30.08.2024			
Rp. (Bitte Leerzeile durchstreichen)					
Dauerballonkatheter CH XX 3 Stück (monatlich)				Dr. med. Max Mustermann	
Bettbeutel 2000 ml 9 Stück				Urologe	
Beinbeutel XXX ml 30 Stück				Musterstr. 10	
Diag: Blasenentleerungsstörung				55555 Musterstadt	
VZR: 3 Monate				<i>Max Mustermann</i>	
b b r l				Unterschrift des Arztes	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen				Muster 16 (7.2008)	
Unfalltag				123456789Y	

Ausgenommen von dieser Regelung: Genehmigungspflichtiger Sprechstundenbedarf

Musterrezept: Versorgung für 12 Monate

Krankenkasse bzw. Kostenträger		12345		Hilfsmittel ankreuzen	Apothekennummer / K.
Name, Vorname des Versicherten		06.11.1970		Zustellung	
Mustermann Hans		geb. am		Gewicht (Stück)	
Musterstraße 12				Anzahl (Artikel-Nr.)	
32567 Musterstadt				1. Verordnung	
00000				2. Verordnung	
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status		3. Verordnung	
61159	0	0			
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum			
123456789	234567890	30.08.2024			
Rp. (Bitte Leerzeile durchstreichen)					
Dauerballonkatheter CH XX 12 Stück (monatlich)				Dr. med. Max Mustermann	
Bettbeutel 2000 ml 36 Stück				Urologe	
Beinbeutel XXX ml 120 Stück				Musterstr. 10	
Diag: Blasenentleerungsstörung				55555 Musterstadt	
VZR: 12 Monate				<i>Max Mustermann</i>	
b b r l				Unterschrift des Arztes	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen				Muster 16 (7.2008)	
Unfalltag				123456789Y	

Ausgenommen von dieser Regelung: Genehmigungspflichtiger Sprechstundenbedarf

- 1 Name der Krankenkasse sowie Krankenkassennummer
- 2 Vertragsarztnummer
- 3 Ausstellungsdatum
- 4 Produktbezeichnung mit Artikelnummer sowie Stückzahl
- 5 Diagnose

- 6 Verordnungszeitraum
- 7 Praxisanschrift sowie Unterschrift des Arztes
- 8 Betriebsstätten-Nr.
- 9 Hilfsmittel ankreuzen

Inhaltsverzeichnis

Transurethrale Blasendrainage 7

ECODRAIN® NELATON Ballonkatheter	8
VISIOCATH Ballonkatheter	9
VISI-ESOFT Ballonkatheter	11
ECODRAIN® NELATON INTEGRAL Ballonkatheter	12
VISI-INTEGRAL Ballonkatheter	13
VISISOFT Ballonkatheter	14
ECODRAIN® TIEMANN INTEGRAL Katheter	15
Flötenspitzenkatheter	16
Blasenkatheeter Wechsel-Set	17
Einmalkatheter	18
Informationen zum ISK	20

Suprapubisches Zubehör 21

ECODRAIN® INTEGRAL Special Suprapubischer Katheter	22
SUPRAVISION-INTEGRAL STANDARD Suprapubischer Katheter	24
SUPRAVISION SOFT Ballonkatheter	27
SUPRAVISION-INTEGRAL Pigtailkatheter	28
SUPRAVISION-INTEGRAL Dilatationsballonkatheter	30
Suprapubisches Zubehör	31

URELIA® Urindrainagesysteme 33

URELIA® Bettbeutel	34
URELIA® Beinbeutel	36
URELIA® Tag-/Nachtbeutel	37
URELIA® 3-Kammer Beinbeutel	38

Zubehör für Urindrainagesysteme 39

Katheterventile & Katheterstopfen	40
Katheterventil	41
Bettbeuteltaschen & Einbeinhosen	42
UROX® Harnableitungs-System für Männer	43
Urinalkondome	45

Einmalzystoskop und Zubehör 47

Das Digital-Einmal-Zysto-/Nephroskop	48
Zubehör für das Zysto-/Nephroskop	49
UROBITE® Einwegfasszange	50
UROBITE® Einwegbiopsiezange	51
NEORIG® Einläufiges Überleitsystem	52
Flexible Injektionsnadel	53

Biopsie 55

neogun® Einweg-Biopsie-Schussgerät	56
Feinbiopsienadel ECOJEKT	58

Spezialprodukte 59

Vakuumpumpe	60
Adapter	61
Spritzen	62


TRANSURETHRALE BLASENDRAINAGE

ECODRAIN® NELATON Ballonkatheter	8
VISIOCATH Ballonkatheter	9
VISI-ESOFT Ballonkatheter	11
ECODRAIN® NELATON INTEGRAL Ballonkatheter	12
VISI-INTEGRAL Ballonkatheter	13
VISISOFT Ballonkatheter	14
ECODRAIN® TIEMANN INTEGRAL Katheter	15
Flötenspitzenkatheter	16
Blasen-katheter Wechsel-Set	17
Einmalkatheter	18
Informationen zum ISK	20



ECODRAIN® NELATON Ballonkatheter

2-Wege Transurethraler Katheter, 100 % Silikon




Vorteile

- ◆ 100% Vollsilikonkatheter
- ◆ Liegedauer bis zu 90 Tage bei Blockung mit Aqua-Dest.-Glycerin Gemisch
- ◆ Hohe Ballon-Qualität gewährleistet langfristig verlässliche Positionierung
- ◆ Sanft dilatierende Nelaton-Spitze
- ◆ Transparent mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- ◆ Verstärkter Trichteransatz für sicheres Konnektieren des Urinbeutels
- ◆ Sehr gute Durchflussrate
- ◆ Vormontierter Katheter-Stopfen, für die Reduzierung von Arbeitsschritten
- ◆ Abgestimmte Materialhärtegrade, für eine optimierte Einführbarkeit

Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
ED-440603	20725604	6	31	1,5 - 3
ED-440803	20725610	8	31	3
ED-441005	19342631	10	31	5
ED-441210	18187163	12	40	10
ED-441410	18187186	14	40	10
ED-441610	18187192	16	40	10
ED-441810	18187200	18	40	10
ED-442010	18187217	20	40	10
ED-442210	19342588	22	40	10
ED-442410	19342648	24	40	10

VISIOCATH Ballonkatheter

100 % Silikon



Vorteile - Ballonkatheter

- ◆ mit VISIOSLIDE Spezialbeschichtung oder unbeschichtet (Standard)
- ◆ Nelaton-Spitze
- ◆ für Frauen und Männer
- ◆ Silikon - ein Material mit guter Gewebeverträglichkeit
- ◆ hohe Ballonstabilität bei niedriger Diffusionsrate
- ◆ verstärkter Trichteransatz ermöglicht sicheres Konnektieren des Urinbeutels
- ◆ transparent mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- ◆ zum Blocken des Katheterballons wird eine Aqua-Dest.-Glycerin-Lösung (10 %) benötigt (REF: SP-2100-10)

Vorteile - VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung

- ◆ gute Gleiteigenschaften, innen und außen abriebfest
- ◆ unterstützt Tragekomfort durch geringere Reibung bei Haut- und Haarkontakt im Schambereich
- ◆ geringe Irritation der Harnröhre bei Katheterentfernung

Blockungsspritze

- ◆ Luer-Spritze mit Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10

Bestellnummer	Kapazität (ml)
SP-2100-10	10



VISIOCATH Ballonkatheter

100 % Silikon

Ballonkatheter für Männer – Standard

Nelaton-Spitze geschlossen		Nelaton-Spitze mit Stirnloch		Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
Bestellnummer	PZN	Bestellnummer	PZN				
KW-441210	02047885	KW-441210-SL	18305912	12	40	5	15.25.15.6070
KW-441410	02047922	KW-441410-SL	18305929	14	40	5	
KW-441610	02047945	KW-441610-SL	18305935	16	40	10	
KW-441810	02047968	KW-441810-SL	18305941	18	40	10	
KW-442010	02047980	KW-442010-SL	18305958	20	40	10	
KW-442210	02048005	KW-442210-SL	18305964	22	40	10	
KW-442410	02048034			24	40	10	
KW-441430	02047939	KW-441430-SL	18305970	14	40	30	
KW-441630	02047951	KW-441630-SL	18305987	16	40	30	
KW-441830	02047974	KW-441830-SL	18305993	18	40	30	
KW-442030	02047997			20	40	30	
KW-442230	02048011	KW-442230-SL	18306001	22	40	30	
KW-442430	02048040			24	40	30	

Ballonkatheter für Männer – mit Visioslide-Spezialbeschichtung


Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
KW-441210-SC	18306018	12	40	5	15.25.15.6070
KW-441410-SC	18306024	14	40	5	
KW-441610-SC	18306030	16	40	10	
KW-441810-SC	09320427	18	40	10	
KW-442010-SC	18306047	20	40	10	
KW-442210-SC	18306053	22	40	10	
KW-442410-SC	18306076	24	40	10	

Ballonkatheter für Frauen

Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
KW-451210	02048206	12	22	10	15.25.15.6066
KW-451410	02048229	14	22	10	
KW-451610	02048235	16	22	10	
KW-451810	02048241	18	22	10	
KW-452010	02048258	20	22	10	
KW-452210	02048264	22	22	10	
KW-452410	02048270	24	22	10	

VISI-ESOFT Ballonkatheter

Extra-Soft, 100 % Silikon




Vorteile

- ◆ Silikon – ein Material mit guter Gewebeerträglichkeit
- ◆ besonders weicher Ballonkatheter für Tragekomfort und geringe Irritationen
- ◆ geringe Inkrustationsneigung
- ◆ gute Langzeitdrainageleistung durch großen Innendurchmesser
- ◆ zum Blocken des Katheterballons wird eine Aqua-Dest.-Glycerin-Lösung (10 %) benötigt (REF: SP-2100-10)

Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
KG-300810	02045455	8	30	5	15.25.15.6067
KG-301010	02045461	10	30	5	
KG-301210	02045478	12	40	10	
KG-301410	02045490	14	40	10	
KG-301610	02045515	16	40	10	
KG-301810	02045538	18	40	10	
KG-302010	02045544	20	40	10	
KG-302210	02045573	22	40	10	
KG-302410	02045596	24	40	10	

ECODRAIN® NELATON INTEGRAL Ballonkatheter

2-Wege Transurethraler Katheter mit integriertem Ballon, 100 % Silikon




Vorteile

- ◆ Nelatonspitze mit offener Spitze
- ◆ Liegedauer bis zu 90 Tage bei Blockung mit Aqua-Dest.-Glycerin Gemisch
- ◆ 100% Vollsilikonkatheter mit integriertem Ballon
- ◆ Hohe Ballon-Qualität gewährleistet langfristig verlässliche Positionierung
- ◆ Sanft dilatierende Nelaton-Spitze
- ◆ Transparent mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- ◆ Verstärkter Trichteransatz für sicheres Konnektieren des Urinbeutels
- ◆ Sehr gute Durchflussrate
- ◆ Vormontierter Katheter-Stopfen, für die Reduzierung von Arbeitsschritten
- ◆ Abgestimmte Materialhärtegrade, für eine gute Einführbarkeit

Bestellnummer	PZN	Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Hilfsmittlnummer
ED-100803	20592617			8	31	3	15.25.15.6068
ED-101003	19398353	ED-101003-SL	19342513	10	31	3	
ED-101205	18187111	ED-101205-SL	19342625	12	40	5	
ED-101405	18187128	ED-101405-SL	19342619	14	40	5	
ED-101610	18187134	ED-101610-SL	19342571	16	40	10	
ED-101810	18187140	ED-101810-SL	19342565	18	40	10	
ED-102010	18187157	ED-102010-SL	19342536	20	40	10	
ED-102210	19398347	ED-102210-SL	19342594	22	40	10	
ED-102410	19398330	ED-102410-SL	19342602	24	40	10	

VISI-INTEGRAL Ballonkatheter

Mit integriertem Ballon, 100 % Silikon




Vorteile

- ◆ Nelaton-Spitze
- ◆ Silikon – ein Material mit guter Gewebeverträglichkeit
- ◆ durch integrierten Ballon geringe Irritationen der Harnröhre beim Legen und Wechseln des Katheters
- ◆ geringe Inkrustationsneigung
- ◆ verstärkter Trichteransatz ermöglicht sicheres Konnektieren des Urinbeutels
- ◆ zum Blocken des Katheterballons wird eine Aqua-Dest.-Glycerin-Lösung (10 %) benötigt (REF: SP-2100-10)

Nelaton-Spitze geschlossen		Nelaton-Spitze mit Stirnloch		Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
Bestellnummer	PZN	Bestellnummer	PZN				
KI-101040	02045610	KI-101040-SL	18305792	10	30	3	15.25.15.6068
KI-101240	02045627	KI-101240-SL	18305800	12	40	5	
KI-101440	02045633	KI-101440-SL	18305817	14	40	10	
KI-101640	02045656	KI-101640-SL	18305823	16	40	10	
KI-101840	02045662	KI-101840-SL	18305846	18	40	10	
KI-102040	02045679	KI-102040-SL	18305875	20	40	10	
KI-102240	02045685	KI-102240-SL	18305881	22	40	10	
KI-102440	02045691	KI-102440-SL	18305898	24	40	10	

VISISOFT Ballonkatheter

Mit Latexkern und fester Silikonbeschichtung innen und außen




Vorteile

- ◆ Nelaton-Spitze
- ◆ Kombination aus flexiblem Latex und silikonbeschichteter Oberfläche
- ◆ widerstandsfähiger Katheterballon kann mit einfacher Aqua-Dest.-Lösung ohne Glycerin-Zusatz geblockt werden
- ◆ Patientenkomfort durch angenehm weiches Kathetermaterial
- ◆ stabiler Trichteransatz ermöglicht die Konnektion des Urinbeutels
- ◆ geeignet für den Einsatz bei Blasensteinen

Nelaton-Spitze geschlossen		Nelaton-Spitze mit Stirnloch					
Bestellnummer	PZN	Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
KI-200810	02045722			8	30	5	15.25.15.7001
KI-201010	02045739			10	30	5	
KI-201210	02045768	KI-201210-SL	18407340	12	40	10	
KI-201410	02045774	KI-201410-SL	18407357	14	40	10	
KI-201610	02045780	KI-201610-SL	18407363	16	40	10	
KI-201810	02045797	KI-201810-SL	18407386	18	40	10	
KI-202010	02045805	KI-202010-SL	18407392	20	40	10	
KI-202210	02045828	KI-202210-SL	18407400	22	40	10	
KI-202410	02045834	KI-202410-SL	18407417	24	40	10	
KI-202610	02045840	KI-202610-SL	18407423	26	40	10	

ECODRAIN® TIEMANN INTEGRAL Katheter

mit Tiemann-Spitze und integriertem Ballon



Vorteile


- ◆ Silikon – ein Material mit guter Gewebeverträglichkeit
- ◆ durch spezielle Balloneigenschaft sichere Fixierung des Katheters in der Blase möglich
- ◆ der integrierte Ballon ermöglicht leichteres Legen und Wechseln des Katheters
- ◆ geringe Inkrustationsneigung
- ◆ Ballonkatheter mit drehstabiler atraumatischer Tiemann-Spitze
- ◆ für Lang- und Kurzzeitdrainage geeignet
- ◆ zum Blocken des Katheterballons wird eine Aqua-Dest.-Glycerin-Lösung (10 %) benötigt (REF: SP-2100-10)

Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
ED-401205	18187223	12	40	5	15.25.15.6069
ED-401405	18187246	14	40	5	
ED-401610	18187252	16	40	10	
ED-401810	18187269	18	40	10	
ED-402010	18187275	20	40	10	
ED-402210	18187275	22	40	10	
ED-402410	18187275	24	40	10	

Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
KI-401010	02045857	10	31	5	15.25.15.6069
KI-401210	02045863	12	40	5	
KI-401410	02045886	14	40	5	
KI-401610	02045892	16	40	10	
KI-401810	02045900	18	40	10	
KI-402010	02045917	20	40	10	
KI-402210	02045923	22	40	10	
KI-402410	02045946	24	40	10	

Flötenspitzenkatheter

100 % Silikon



Vorteile

- ◆ mit atraumatischer, offener Flötenspitze
- ◆ geeignet für den Einsatz im Rahmen der enteralen Ernährung
- ◆ Silikon – ein Material mit guter Gewebeverträglichkeit
- ◆ großer Innendurchmesser zur Unterstützung der Drainageleistung
- ◆ zum Blocken des Katheterballons wird eine Aqua-Dest.-Glycerin-Lösung (10 %) benötigt (REF: SP-2100-10)

Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
KF-501610	15882129	16	40	10	15.25.15.6161
KF-501810	15882135	18	40	10	
KF-502010	15882164	20	40	10	

Blasenkatheter Wechsel-Set

Zum transurethralen Katheterwechsel unter sterilen Bedingungen

Set-Komponenten



Nicht apothekenpflichtig!


Vorteile

- ◆ Für ein schnelles, sicheres und hygienisches Wechseln des Katheters
- ◆ die hygienische Bereitstellung der Bestandteile erleichtert den Ablauf des Katheterwechsels im Alltag

Bestellnummer	PZN	Verpackungsstufen	Bestandteile	Anwendung		
01/01/99/KL/CE/GHC 15.00.99.9998	16134211	Transport- Umverpackung	Zweiteilige Kunststoffschale	1	Auffangbehälter (Urin & Tupfer)	
			Schlinggazetupfer (pflaumengroß)	6	Desinfektion	
			Blockerspritze 10 % Glycerinlösung (10ml)	1	Ballon-Blockung	
			Pinzette	1	Katheter-Einführhilfe	
			Nitrilhandschuhe Gr. L, puderfrei	3	Kontaminationsschutz	
			Schlitz-/Lochtuch (60 cm x 60 cm)	1	Abdeckung	
			Einschlagtuch (60 cm x 60 cm, wasserdicht)	1	Unterlage	
			Sterilverpackung 2	Luer-Leerspritze (10 ml)	2	Ballon-Entblockung
			Sterilverpackung 3	LUBRI CARE® (6 ml, Gleitgel)	1	Katheter-Einführhilfe
			Sterilverpackung 4	Octenisept® (15 ml, Antiseptikum)	1	Schleimhautdesinfektion

Sie erhalten ein Blasenkatheter- Wechselset
bei Bestellung von mindestens einer Monatsversorgung Katheter und/ oder Urinbeutel.

Einmalkatheter



Vorteile

- ◆ Einmalkatheter für Männer und Frauen
- ◆ konnektierbare Trichteransätze
- ◆ 2 seitliche Drainageaugen
- ◆ unbeschichtet

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

Einmalkatheter

Einmalkatheter unbeschichtet – für Männer mit Nelaton-Spitze

Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Hilfsmittel-Nr.
110008	10916616	8	40	15.25.14.4017
110010	10916622	10	40	
110012	10916639	12	40	
110014	10916645	14	40	
110016	10916651	16	40	
110018	10916668	18	40	
110020	10916680	20	40	
110022	10916697	22	40	

Einmalkatheter unbeschichtet – für Männer mit Tiemann-Spitze

Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Hilfsmittel-Nr.
120008	10916705	8	40	15.25.14.4018
120010	10916734	10	40	
120012	10916740	12	40	
120014	10916757	14	40	
120016	10916763	16	40	
120018	10916786	18	40	
120020	10916792	20	40	
120022	10916800	22	40	
120024	10916817	24	40	

Einmalkatheter unbeschichtet – für Frauen mit Nelaton-Spitze

Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Hilfsmittel-Nr.
100008	10916533	8	18	15.25.14.4016
100010	10916556	10	18	
100012	10916562	12	18	
100014	10916579	14	18	
100016	10916585	16	18	
100018	10916591	18	18	

Informationen zum ISK

Intermittierender Selbstkatheterismus



Selbstkatheterismus (ISK) – Hilfe zu mehr Selbstbestimmung

Sie sind Patientin oder Patient und möchten bestmöglich versorgt werden? Wir helfen Ihnen mit der Anwendung unserer Produkte und sind jederzeit für Sie persönlich da!

Was ist Intermittierender Selbstkatheterismus (ISK)?

Beim intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) wird in regelmäßigen Abständen ein dünner, flexibler Katheter in die Blase eingeführt. Dabei wird die Blase vollständig entleert und der Katheter langsam wieder entfernt.

Unser Service für Sie

Durch unseren Medizinprodukteberater erhalten Sie eine kompetente Einweisung zur Einführung und Handhabung des Urinkatheters. Die Häufigkeit der Katheterisierung hängt von den vorhandenen Restharmengen ab. Bitte besprechen Sie dies sowie alle anderen medizinischen Fragestellungen mit Ihrem behandelnden Urologen.

Die Einweisung erfolgt persönlich, direkt und beinhaltet folgende Schritte

- theoretische Einweisung in die Risiken und mögliche Komplikationen
- Lagerung und Umgang des Materials Zuhause/unterwegs
- zu beachtende Hygienemaßnahmen
- Vorstellung der Produkte
- Anwendung anhand von Video und Trockenübung
- Klärung des Versorgungsablaufs


Wichtig

- 1 x pro Quartal benötigt der rezeptierende Arzt Ihre Gesundheitskarte, um die Versorgung zu ermöglichen.
- 1 x pro Quartal macht unser Medizinprodukteberater eine Bedarfsermittlung um Ihre Versorgung fortzusetzen/anzupassen.

SUPRAPUBISCHES ZUBEHÖR

ECODRAIN® INTEGRAL Special Suprapubischer Katheter	22
SUPRAVISION-INTEGRAL STANDARD Suprapubischer Katheter	24
SUPRAVISION SOFT Ballonkatheter	27
SUPRAVISION-INTEGRAL Pigtailkatheter	28
SUPRAVISION-INTEGRAL Dilatationsballonkatheter	30
Suprapubisches Zubehör	31

ECODRAIN® INTEGRAL Special Suprapubischer Katheter mit integriertem Ballon, 100 % Silikon



Vorteile

- ◆ 100% Vollsilkonkatheter mit integriertem Ballon
- ◆ Hervorragende Ballon-Qualität gewährleistet langfristig verlässliche Positionierung
- ◆ Zentral offene Spitze
- ◆ Transparent mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- ◆ Abgerundete Spitze zur atraumatischen Einlage des Katheters
- ◆ Verstärkter Trichteransatz für sicheres Konnektieren des Urinbeutels
- ◆ Sehr gute Durchflussrate
- ◆ Vormontierter Katheter-Stopfen, für die Reduzierung von Arbeitsschritten
- ◆ Exakt abgestimmte Materialhärtegrade, für eine optimierte Einführbarkeit

ECODRAIN® INTEGRAL Special Suprapubischer Katheter


Suprapubischer Katheter mit integriertem Ballon, 100 % Silikon

Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	passend für Draht (inch)
ED-270803	18187306	8	31	3	0.028
ED-271003	18187306	10	31	3	0.032
ED-271205	18187306	12	40	5	0.038
ED-271405	18187312	14	40	5	0.038
ED-271610	18187329	16	40	10	0.038
ED-271810	18187341	18	40	10	0.038
ED-272010	18187358	20	40	10	0.038
ED-272210	18187358	22	40	10	0.038
ED-272410	18187358	24	40	10	0.038

SUPRAVISION-INTEGRAL STANDARD


Suprapubischer Katheter

mit integriertem Ballon, 100 % Silikon



Vorteile - Suprapubischer Katheter

- ◆ Vollsilikonkatheter mit integriertem Ballon für den Patientenkomfort
- ◆ 100 % Silikon, transparent mit offener Spitze
- ◆ mit und ohne VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung
- ◆ hohe Durchflussrate
- ◆ geringe Inkrustationsneigung
- ◆ einfache Handhabung
- ◆ abgerundete Spitze für leichtere Platzierung des Katheters
- ◆ verstärkter Trichteransatz ermöglicht sicheres Konnektieren des Urinbeutels
- ◆ transparent mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- ◆ zum Blocken des Katheterballons wird eine Aqua-Dest.-Glycerin-Lösung (10 %) benötigt (REF: SP-2100-10)



Vorteile - VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung

- ◆ gute Gleiteigenschaften, innen und außen abriebfest
- ◆ unterstützt Tragekomfort durch geringere Reibung bei Haut- und Haarkontakt

Initial-Blasenpunktionsset

mit Skalpell Bestellnummer	PZN	mit VISIOSLIDE Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	passend für Draht (inch)
SV-300835	03766671	SV-300835-SC	18306136	8	35	1,5	0.028
SV-301025	02057286			10	25	3	0.032
SV-301040	02057300	SV-301040-SC	18306142	10	40	3	0.032
SV-301225	02057317			12	25	5	0.038
SV-301240	02057323	SV-301240-SC	01171637	12	40	5	0.038
SV-301440	02057369	SV-301440-SC	18306159	14	40	5	0.038

Wechselset

Bestellnummer	PZN	mit VISIOSLIDE Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	passend für Draht (inch)
SV-330835	03769669	SV-330835-SC	18306165	8	35	1,5	0.028 / 85 cm
SV-331040	02057671	SV-331040-SC	18306171	10	40	3	0.032 / 85 cm
SV-331240	02057688	SV-331240-SC	01171695	12	40	5	0.038 / 85 cm
SV-331440	02057694	SV-331440-SC	01171726	14	40	5	0.038 / 85 cm
SV-331640	02057702	SV-331640-SC	09320462	16	40	10	0.038 / 85 cm
SV-331840	02057719	SV-331840-SC	09320479	18	40	10	0.038 / 85 cm
SV-332040	06997537			20	40	10	0.038 / 85 cm

Dilatationswechselset

Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-341040	02057731	10	40	3	0.032
SV-341240	02057777	12	40	5	0.038
SV-341440	02057783	14	40	5	0.038
SV-341640	02057808	16	40	10	0.038
SV-341840	18306188	18	40	10	0.038

SUPRAVISION-INTEGRAL STANDARD

Suprapubischer Katheter

mit integriertem Ballon, VISIOSLIDE- Spezialbeschichtung, 100 % Silikon


Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-310835-SC	18306113	8	35	1,5	0,028
SV-311040-SC	O3152058	10	40	3	0,032
SV-311240-SC	O1171643	12	40	5	0,038
SV-311440-SC	O1171666	14	40	5	0,038
SV-311640-SC	O3152064	16	40	10	0,038
SV-311840-SC	O3153046	18	40	10	0,038
SV-312040-SC	16500029	20	40	10	0,038
SV-312240-SC	16500035	22	40	10	0,038
SV-312440-SC	16500041	24	40	10	0,038

Katheter einzeln - kurze Variante

Bestellnummer	PZN	mit VISIOSLIDE Bestellnummer	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	passend für Draht (inch)	
SV-321025	2057524		10	25	3	0.032	
SV-321225	2057530		12	25	5	0.038	
SV-321425	2057547	SV-321425-SC	18306107	14	25	5	0.038
SV-321625	2057553	SV-321625-SC	16500058	16	25	10	0.038
SV-321825	2057576	SV-321825-SC	18306099	18	25	10	0.038
SV-322025	2057582	SV-322025-SC	16500064	20	25	10	0.038
SV-322225	18306082		22	25	10	0.038	

SUPRAVISION SOFT Ballonkatheter

Silikonbeschichteter Ballonkatheter mit Latexkern



Vorteile


- ◆ Kombination aus flexiblem Latex und silikonbeschichteter Oberfläche
- ◆ stabiler Trichteransatz ermöglicht Konnektion des Urinbeutels
- ◆ Patientenkomfort durch angenehm weiches Kathetermaterial
- ◆ widerstandsfähiger Katheterballon kann mit einfacher Aqua-Dest.-Lösung ohne Glycerin-Zusatz geblockt werden
- ◆ leichtes Einlegen durch atraumatische Nelatonspitze
- ◆ offene Spitze



Katheter einzeln Bestellnummer	PZN	Wechselset Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-361240	02058038	SV-351240	18255410	12	40	10	0.038
SV-361440	02058044	SV-351440	02057814	14	40	10	0.038
SV-361640	02058050	SV-351640	02057820	16	40	10	0.038
SV-361840	02058067	SV-351840	02057889	18	40	10	0.038
SV-362040	02058073	SV-352040	18255427	20	40	10	0.038
SV-362240	02058096			22	40	10	0.038
SV-362440	09320485			24	40	10	0.038
SV-362640	19135145			26	40	10	0.038

SUPRAVISION-INTEGRAL Pigtailkatheter

Ballonkatheter mit Einrollspitze, 100 % Silikon



Vorteile

- ◆ 6 Drainageöffnungen im Pigtail
- ◆ Silikon – ein Material mit guter Gewebeerträglichkeit
- ◆ Vollsilikonkatheter mit integriertem Ballon für den Patientenkomfort
- ◆ geringe Inkrustationsneigung
- ◆ stabiler Trichteransatz ermöglicht Konnektion des Urinbeutels
- ◆ zum Blocken des Katheterballons wird eine Aqua-Dest.-Glycerin-Lösung (10 %) benötigt (REF: SP-2100-10)



SUPRAVISION-INTEGRAL Pigtailkatheter

Ballonkatheter mit Einrollspitze, 100 % Silikon

Katheter einzeln

Bestellnummer	PZN	mit VISIOSLIDE Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
SV-401240	02058819	SV-401240-SC	18306219	12	40	5
SV-401440	02058825	SV-401440-SC	18306225	14	40	5
SV-401640	02058854			16	40	10
SV-401840	18306202			18	40	10

Punktionsset


Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Passend für Draht (inch)
SV-411240	02058943	12	40	5	0.038
SV-411440	18306254	14	40	5	0.038

Wechselset

Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-421240	02058966	12	40	5	0.038
SV-421440	02058972	14	40	5	0.038
SV-421640	02058989	16	40	10	0.038

SUPRAVISION-INTEGRAL Dilatationsballonkatheter

Suprapubischer Dilatationsballonkatheter mit flach integriertem Ballon,
100 % Silikon



Vorteile

- ◆ Vollsilikonkatheter mit integriertem Ballon für den Patientenkomfort
- ◆ geformte, verstärkte und offene Spitze
- ◆ metallverstärkte Spitze und exakte Adaption auf den Führungsdraht für eine kontrollierte Führung während der Dilatation
- ◆ geringe Inkrustationsneigung, einfache Anwendung
- ◆ im Set mit Stilet oder einzeln erhältlich
- ◆ Stilet dient zur Stabilisierung des Katheters bei der Einlage
- ◆ Zum Blocken des Katheterballons wird eine Aqua-Dest.-Glycerin-Lösung (10 %) benötigt (REF: SP-2100-10)

ohne Stilet Bestellnummer	PZN	mit Stilet Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
SV-441240	02059055	SV-511240	03770135	12	40	5
SV-441440	02059078	SV-511440	01171732	14	40	5
SV-441640	02059084	SV-511640	01180694	16	40	10
SV-441840	02059090	SV-511840	18407446	18	40	10
SV-442040	02059109			20	40	10

Für 0.035-Führungsdraht geeignet. Bestell-Nr. des Drahtes: ST-291035

Suprapubisches Zubehör



Führungsdrähte

Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	geeignete Katheter & Größen (CH)
ST-291028	18103746	0.028	100, 8	
ST-291032	18103752	0.032	100	10
ST-291038	18103775	0.038	100	≥ 12
ST-298538	01139390	0.038	85	≥ 12
ST-291035	18103769	0.035	100	SV-44XX40



Dilatator mit Spaltschaft

Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	empfohlen für Drahtdurchmesser	geeignete Kathetergröße mit integriertem Ballon (CH)
RN-781200	02051585	12	18	0.038	10
RN-781400	02051591	14	18	0.038	12
RN-781600	02051616	16	18	0.038	14
RN-781800	02051622	18	18	0.038	16
RN-782000	18306277	20	18	0.038	18
RN-782200	18306283	22	18	0.038	20

URELIA® URINDRAINAGESYSTEME

URELIA® Bettbeutel	34
URELIA® Tag-/Nachtbeutel	36
URELIA® Beinbeutel	37
URELIA® 3-Kammer Beinbeutel	38



URELIA® Bettbeutel

UVD-23 Geschlossenes Urindrainagesystem



Vorteile

- ◆ 2.000 ml Volumen
- ◆ Schlauchlänge 120 cm, knickstabil mit Schiebeklemme
- ◆ nadelfreie Urinprobeentnahmestelle
- ◆ Tropfkammer mit integriertem Rückschlagventil
- ◆ bakteriendichtes Entlüftungsventil
- ◆ einfacher Einhandablass
- ◆ Doppelhakenaufhängung
- ◆ Lakenklemme
- ◆ steril

Bestellnummer	PZN	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)	Hilfsmittel-Nr.
UVD-23	18438719	2000	120	15.25.07.0074

URELIA® Bettbeutel

UVD-43 Urinbeutel für die kurzfristige Anwendung ohne Tropfkammer



Vorteile

- ◆ 2.000 ml Volumen
- ◆ Schlauchlänge 110 cm, knickstabil mit Schiebeklemme
- ◆ nadelfreie Urinprobeentnahmestelle
- ◆ Rücklaufsperre
- ◆ bakteriedichtes Entlüftungsventil
- ◆ einfacher Einhandablass
- ◆ konischer Stufenkonnektor für sicheren Halt
- ◆ steril

Bestellnummer	PZN	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)	Hilfsmittel-Nr.
UVD-43	18438748	2000	110	15.25.06.3046

Bettbeutel Halterung UVD-43H

Bestellnummer	PZN	Hilfsmittel-Nr.
UVD-43H	20360841	15.99.99.0010

URELIA® Beinbeutel

Beinbeutel mit Doghouse in verschiedenen Ausführungen



Vorteile

- ◆ stabiler Beinbeutel mit 500 ml- oder 750 ml-Volumen
- ◆ Schlauchlänge 50 cm (kürzbar)
- ◆ beschichteter Schlauch zur Irritationsvermeidung
- ◆ spezielle, hautfreundliche, weiche Beutelryckseite
- ◆ Doghouse für einfaches Verstauen des Ablasshahns
- ◆ waschbare Spezialhaltebänder für sichere Fixierung am Bein (separat erhältlich: UVD-552500)
- ◆ austauschbarer Universaladapter
- ◆ Anschlussmöglichkeit für Bettbeutel
- ◆ einfacher Einhandablass
- ◆ Rücklaufventil
- ◆ steril

Bestellnummer	PZN	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)	Hilfsmittel-Nr.
UVD-5050	18438760	500	50 (kürzbar)	15.25.05.3114
UVD-7550	18438783	750	50 (kürzbar)	

URELIA® Kletthalteband zur Befestigung von Beinbeuteln

Haltebänder für Beinbeutel (separat erhältlich)

Kompatibel mit: UVD-1030, UVD-1060, UVD-1090 und UVD-7550, UVD-5050.

NICHT Kompatibel mit: UVD-3K50, UVD-3K75

- ◆ Set bestehend aus 2 Bändern mit je einem 5,5 cm und einem 2,5 cm breiten Band
- ◆ Innenbeschichtung mit Silikon für eine stabile Befestigung



Sprechen Sie unseren Kundenservice auf unsere Anleitung zur Befestigung eines URELIA Urinbeutels an.

Bestellnummer	PZN	Hilfsmittel-Nr.
UVD-552500	13242710	15.99.99.0008

URELIA® Tag-/Nachtbeutel

Zuverlässige Lösung für den Einsatz am Tag und in der Nacht



Vorteile

- ◆ stabile Tag-/Nachtbeutel mit 1.000 ml Volumen
- ◆ spezielle, hautfreundliche, weiche Beutelryckseite
- ◆ beschichteter Schlauch zur Irritationsvermeidung
- ◆ verschiedene Schlauchlängen verfügbar
- ◆ nadelfreie Urinprobeentnahmestelle
- ◆ Tropfkammer mit integriertem Rückschlagventil
- ◆ bakteriedichtes Entlüftungsventil
- ◆ Doghouse für einfaches Verstauen des Ablasshahns
- ◆ einfacher Einhandablass
- ◆ steril

Bestellnummer	PZN	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)	Hilfsmittel-Nr.
UVD-1030	18438688	1000	30	15.25.07.1018
UVD-1060	18438694	1000	60	
UVD-1090	18438702	1000	90	

URELIA® 3-Kammer Beinbeutel



Vorteile

- ◆ Stabile Urinbeutel mit 500 ml oder 750 ml Volumen
- ◆ Passt sich unauffällig der Beinform an
- ◆ Spezielle, hautfreundliche, weiche Beutelnrückseite
- ◆ Beschichteter Schlauch zur Irritationsvermeidung
- ◆ Schlauchlänge 50 cm, kürzbar mit Wechseladapter
- ◆ Einfacher Einhandablass
- ◆ Rücklaufventil
- ◆ Anschlussmöglichkeit für Bettbeutel
- ◆ Steril

Bestellnummer	PZN	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)	Hilfsmittel-Nr.
UVD-3K50	18438725	500	50 (kürzbar)	15.25.05.3115
UVD-3K75	18438731	750	50 (kürzbar)	

Für das passende Halteband, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

ZUBEHÖR FÜR URINDRAINAGESYSTEME

Katheterventile & Katheterstopfen	40
Katheterventil	41
Bettbeutel Taschen & Einbeinhosen	42
UROX® Harnableitungs-System für Männer	43
Urinalkondome	45



Transurethrale
Blasendrainage

Suprapubische
Blasendrainage

URELIA®
Urindrainagesysteme

Zubehör für
Urindrainagesysteme

Einmalzystoskop
und Zubehör

Biopsie

Spezialprodukte

Katheterventile & Katheterstopfen



ECOFLOW Katheterventil

- steriles, kippbares Ventil
- kann an Dauerkatheter (Harnröhren oder suprapubische Katheter) angeschlossen werden, um den Urinfluss zu steuern
- funktioniert wie ein Hahn, der den Urin in der Blase zurück hält, bis er manuell geöffnet wird, um die Blase zu entleeren.
- rezeptierbares Hilfsmittel

Bestellnummer	PZN	Hilfsmittel-Nr.
ED-KV1	19925166	15.25.16.0005

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.



URELIA® Katheterventil

- inkl. Universaladapter und Silikonschlauch
- zur Unterstützung bei der Pflege und im hygienischen Umgang
- ergonomische Form
- großer Innendurchmesser zur Unterstützung der Drainageleistung
- Universaladapter aus Silikon ermöglicht eine sichere Konnektion an Katheter und Urinbeutel
- Farbcodierter Öffnungsmechanismus mit der Option zur Daueröffnung für die Nacht

Bestellnummer	PZN	Hilfsmittel-Nr.
KV-7726	16585310	15.25.16.0035

Katheterventil

inkl. Universaladapter und Silikonschlauch



MiroValve Katheterventil

- ◆ einfache Einhandbedienung
- ◆ ergonomisch geformte Schieber ist für Links- und Rechtshänder geeignet
- ◆ rutschhemmend strukturierte Oberfläche
- ◆ zur Unterstützung der Mobilität im Alltag
- ◆ zur Verwendung ohne Urinbeutel z. B. bei kurzen Wegen im Alltag
- ◆ rezeptierbares Hilfsmittel

Bestellnummer	PZN	Hilfsmittel-Nr.
089805	05020510	15.25.16.0023

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.



Katheterstopfen

- ◆ passend für alle Trichter-/ Stufen-Ansatzsysteme (z. B. Harnblasenkatheter)

Bestellnummer	PZN	Farbe	Hilfsmittel-Nr.
070370000	07487471	blau	15.25.16.0002

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

Bettbeutel taschen & Einbeinhosen

Einbeinhose für Beinbeutel*

- ◆ Beinbeutel tasche für handelsübliche Beinbeutel
- ◆ hautfreundlicher und dehnbarer Taillenbund
- ◆ angenehmer Tragekomfort ohne spürbare Einschnürung
- ◆ Öffnung für Ablasshahn, zur leichten Beutellentleerung
- ◆ stabile Befestigung des Urinbeutels
- ◆ Rezeptierbares Hilfsmittel

*Einbeinhose nur für das linke Bein erhältlich



Einbeinhose für Beinbeutel

Bestellnummer	PZN	Größe	Taillenweite (cm)	Hilfsmittel-Nr.
EB-15611	18411376	S	50 - 64	15.99.99.0009
EB-15612	18411382	M	65 - 85	
EB-15613	18411399	L	86 - 100	
EB-15614	18411407	XL	ab 101	

FREEDOM Einbeinhose für Beinbeutel

Bestellnummer	PZN	Artikelbezeichnung	Umfang (cm)	Hilfsmittel-Nr.
465-91359	04177439	FREEDOM BEINLING LARGE/BRAUN	55 - 80	15.99.99.0009
465-91258	04177445	FREEDOM BEINLING MEDIUM/BLAU	45 - 65	
465-91158	04177451	FREEDOM BEINLING SMALL/GELB	30 - 45	

1VE entspricht 5 Stück

Beinlinge via Patientenrezept abrechenbar.

Bettbeutel tasche

- ◆ Bettbeutel taschen für alle Bettbeutelgrößen und -formen
- ◆ Verschließbar mit Klettverschluss
- ◆ Diskrete Hülle für den Urinbeutel

Bestellnummer
BETTBTLTA NEUTRAL

UROX® Harnableitungs-System für Männer

zur Versorgung am Tag auch bei erhöhter Mobilität



DAS SYSTEM BESTEHT AUS 3 TEILEN

Urox®-Urinal - flexibles Urinal

- ◆ konzipiert für die zuverlässige Urinableitung
- ◆ zur Unterstützung eines trockenen Hautumfelds
- ◆ Einfach anzulegen und abzunehmen

Urox®-Beinling - Stretch-Beinling mit integriertem Urinbeutel

- ◆ Tragekomfort
- ◆ Anatomisch an den Unterschenkel angepasst
- ◆ Tragedauer max. 7 Tage
- ◆ Ablasshahn mit Auslaufschutz

Urox®-Fixierhose - Unterhose

- ◆ mit angepasster Öffnung zur Fixierung von Urinal und Schlauch
- ◆ nahtfreie Rückseite

WER KANN UROX VERWENDEN?

- ◆ Männer mit BPH (gutartiger Prostatavergrößerung)
- ◆ Männer mit Blasenschwäche
- ◆ Männer mit Inkontinenz

UROX® Harnableitungs-System für Männer

zur Versorgung am Tag auch bei erhöhter Mobilität

Urox®-Urinal		Urox®-Beinling*		Urox®-Fixierhose*		
Bestellnummer	PZN	Bestellnummer	PZN	Bestellnummer	PZN	Größe
UX-1011	06590847	UX-2011	06590899	UX-3111	06590942	S
UX-1012	06590853	UX-2012	06590907	UX-3112	06590959	M
UX-1013	06590876	UX-2013	06590913	UX-3113	06590965	L
UX-1014	06590882	UX-2014	06590936	UX-3114	06590971	XL

*inkl. Urox-Beutel (600 ml)

Reinigungslösung

Bestellnummer	PZN	Inhalt (ml)
UX-4015	06590994	250

Urox®-Starterset*

Bestellnummer	PZN	Urox®-Urinal	Urox®-Beinling	Hilfsmittel-Nr.
UX-4017	06591xxx	S/M/L/XL	S/M/L/XL	15.25.12.1005

*Nur das komplette Starterkit ist auf Rezept abrechenbar

Jede Komponente kann in den Größen S/M/L/XL ausgewählt und individuell zusammengestellt werden.
Bestellnummer UX-4017- mit den Größen für Urinal, Beinling und Fixierhose angeben: z. B. UX-4017-SMS.

Die PZN richtet sich jeweils nach dem gewählten Set und kann im Kundenservice angefragt werden.

Unsere qualifizierten Medizinprodukteberater beraten Sie gerne bei der Auswahl des geeigneten Urinals für Ihre Patienten.

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

Urinalkondome

ableitende Inkontinenzversorgung beim Mann



Urinalkondome sind eine nicht-invasive Lösung zur Urinableitung bei männlichen Patienten.

Anwendung und Eigenschaften:

- ◆ externe Anwendung (kein invasiver Eingriff)
- ◆ Ableitung des Urins in einen Auffangbeutel
- ◆ einfache Handhabung im Versorgungsalltag in der Praxis bewährt
- ◆ geeignet bei eingeschränkter Mobilität, neurologischen Erkrankungen und chronischer Harninkontinenz

UROVISION – zuverlässige Versorgungslösungen

UROVISION bietet ein breites Sortiment an Urinalkondomen führender Hersteller. Verschiedene Größen, Materialien und Haftsysteme ermöglichen eine indikationsgerechte und patientenindividuelle Auswahl.

Service und Beratung

Für Fragen zur Produktauswahl oder Anwendung steht Ihnen unser Team sowie Ihr zuständiger Außendienst gerne zur Verfügung.

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

EINMALZYSTOSKOP UND ZUBEHÖR

Das Digital-Einmal-Zysto-/Nephroskop	48
Zubehör für das Zysto-/Nephroskop	49
UROBITE® Einwegfasszange	50
UROBITE® Einwegbiopsiezange	51
NEORIG® Einläufiges Überleitsystem	52
Flexible Injektionsnadel	53



Das Digital-Einmal-Zysto-/Nephroskop

Komplettsystem mit 15 CH/FR und integrierter Spül- und Absaugfunktion (DISS)

Vario-Lösung von PUSEN



Vorteile

- ◆ integrierte Spül- und Absaugfunktion (DISS)
- ◆ einsetzbar für Blase oder Niere
- ◆ zusätzlicher Dreiwegehahn
- ◆ gerader Arbeitskanal mit integriertem Tuohy Borst Adapter
- ◆ Steuerhebel zur Steuerung der flexiblen Spitze
- ◆ ergonomischer Handgriff
- ◆ Immer steril verfügbar
- ◆ produziert nach definierten Qualitätsstandards
- ◆ keine Kreuzinfektionen
- ◆ HD Auflösung

Bestellnummer	Außendurchmesser (CH/FR)	Arbeitskanal (CH/FR)	Schaftlänge (mm)	Abwinkelung der Spitze	Sichtfeld
PC200-AS	15	7,2	380	standard, 210° in beide Richtungen	90°
PC200-AR	15	7,2	380	reverse, 210° in beide Richtungen	90°

Optisches System: Auflösung 720 x 720 Pixel, Sichtfeld 90°,Tiefenschärfe 5-80 mm.

Zusätzliche Features: programmierbare Tasten, Lieferung inkl. Dreiwegehahn

Zubehör für das Zysto-/Nephroskop


Monitor und Halterung

Monitor



Bestellnummer	Auflösung	Video-Schnittstellen	Darstellungsart	Maße	Gewicht
PV300	1920x1080	DVI, SDI	10,1" Farb-LCD mit Touchdisplay	255 x 180 x 60,5 mm	1,3 kg

Monitor Halterung AB01



Adapterbox PV200

Sie benötigt eine separate Bildquelle, mit der Sie verbunden wird (mögliche Anschlüsse: SDI, DVI, HDMI), damit die Zystoskopie unter Sicht erfolgen kann.



UROBITE® Einwegfazzzange

für präzises Fassen dank Alligatormaul und Rat-Tooth-Design



Vorteile

- ◆ für eine einfache Entfernung von Stents und Fremdkörpern
- ◆ flexible Zange in zwei Längen
- ◆ verwendbar mit allen starren und flexiblen Zystoskopen mit einem Arbeitskanal von mind. 6 FR
- ◆ gummierter Schaft
- ◆ Edelstahl-Fazzzange mit zwei Reihen mit 5 Zähnen und Rattenzahn
- ◆ Komfort und Kontrolle durch ergonomischen, einfach zu bedienenden Griff
- ◆ Wegfall des Wiederaufbereitungsprozesses
- ◆ reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen

Bestellnummer	Durchmesser (mm / FR)	Länge (cm)	Form	VE
GSF-18-600	1,8 / 5,4	60	Alligatormaul mit Rat Tooth	10
GSF-18-1200	1,8 / 5,4	120	Alligatormaul mit Rat Tooth	10

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

UROBITE® Einwegbiopsiezange

verbindet die Vorteile eines sterilen Einwegprodukts mit der Stabilität klassischer Mehrweginstrumente



Einwegbiopsiezange

- ◆ scharfes Zangenprofil zur Unterstützung eines präzisen Schnitts des Biopsats
- ◆ kurze Variante mit gummiertem Schaft (REF: GSF-CYS-18-600)
- ◆ Flexibilität und Abwinkelbarkeit
- ◆ für die Biopsie der unteren Harnwege
- ◆ Wegfall des Wiederaufbereitungsprozesses
- ◆ reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen
- ◆ auch für Zystoskop geeignet und mini PCNL

Bestellnummer	Durchmesser (mm / FR)	Länge (cm)	Form	VE
GSF-CYS-18-600	1,8 / 5,4	60	Klemmbacken, sehr scharf. Zur Gewebeaufnahme	10
Neobite Uro 222374	1,0 / 3,0	120	Klemmbacken, sehr scharf. Zur Gewebeaufnahme	2

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

NEORIG® Einläufiges Überleitsystem



Vorteile

- ◆ Luer-Lock männlich, Urogenanschluss mit flexiblem 10 cm Silikonschlauch
- ◆ PVC Material
- ◆ Phthalat-frei
- ◆ Durchflussmenge ca. 600 ml/min
- ◆ mit Einstechdorn - für alle Spülungsbehältnisse mit Stopfenanschluss
- ◆ Rollenklemme für den kontrollierten Spülfluss
- ◆ rigide Tropfkammer
- ◆ Gesamtlänge: 200 cm
- ◆ latexfrei

Bestellnummer	PZN	Schlauchlänge	VE
202125	18355784	200 cm	5

Flexible Injektionsnadel



Vorteile

- ◆ ergonomischem Handgriff zur Unterstützung der Handhabung
- ◆ „Kugelschreibermechanismus“ für kontrolliertes Ein- und Ausfahren der Nadelspitze
- ◆ Arbeitsschutz gemäß TRBA 250-Sicherheitsklassifizierung
- ◆ Luer-Lock Anschluss zur einfachen Injektion von Flüssigkeiten in den unteren Harntrakt
- ◆ 15° Edelstahl-Schliff konzipiert zur Unterstützung eines gezielten Einstichs
- ◆ Reduzierung des Risikos einer Urothelperforation durch definierte Nadellänge

Bestellnummer	PZN	Größe (CH/FR)	Nadel Ø (G)	Nadellänge (mm)	Arbeitslänge (cm)
FIN-57-066	18306337	6	22	0,4	66


BIOPSIE

neogun® Einweg-Biopsie-Schussgerät	56
Feinbiopsienadel ECOJEKT	58




neogun® Einweg-Biopsie-Schussgerät

Für die Weichgewebe- und Organ-Biopsie



Vorteile

- sehr scharfer Nadelschliff
- sanftes Einführen und präziser Schnitt
- vollautomatischer Abschussmodus
- hohe Schusskraft und Geschwindigkeit
- hochwertige, vollständige und füllige Probe
- geringe Quetschungen der Proben
- immer steril verfügbar
- keine Wiederaufbereitungskosten
- Sicherheit durch Einmal-Anwendung
- keine Kreuzkontaminationen



Probeentnahmekerbe 18 oder 19 mm






Bestellnummer	PZN	Nadel Gauge x Länge	Probenkerbe Länge (mm)	Einstichtiefe (mm)	Auslöser
BG-SU-1410*	19624329	14G (2,1 mm) x 10 cm	19	22	Grün
BG-SU-1416*	19624335	14G (2,1 mm) x 16 cm			
BG-SU-1610*	19548031	16G (1,6 mm) x 10 cm	19	22	Lila
BG-SU-1616*	19548060	16G (1,6 mm) x 16 cm			
BG-SU-1810*	19548373	18G (1,2 mm) x 10 cm	18	22	Rosa
BG-SU-1816*	19548120	18G (1,2 mm) x 16 cm			
BG-SU-1820	19548077	18G (1,2 mm) x 20 cm			
BG-SU-1825	19548114	18G (1,2 mm) x 25 cm			
BG-SU-2010*	19624364	20G (0,9 mm) x 10 cm	18	22	Gelb
BG-SU-2016*	19624370	20G (0,9 mm) x 16 cm			
BG-SU-2020*	19624387	20G (0,9 mm) x 20 cm			

*) nur auf Anfrage bestellbar
1VE entspricht 5 Stück

Feinbiopsienadel ECOJEKT

2-teilige Chiba Nadel für die Biopsie



Vorteile

- ◆ präzise und anwenderfreundliche Lösung zur lokalen Injektion während urologischer Untersuchungen
- ◆ die Nadel ermöglicht eine gezielte Applikation von Lokalanästhetika oder anderen Medikamenten direkt am Untersuchungsort
- ◆ feine Spitze für maximale Präzision und minimalen Gewebetrauma
- ◆ optimale Handhabung durch ergonomisches Design
- ◆ steril verpackt für den sofortigen Einsatz
- ◆ ideal geeignet für lokale Injektionen bei Biopsien und diagnostischen Eingriffen
- ◆ kann für zytologische Biopsien, explorative Punktionen, die Injektion von Kontrastmitteln oder anderen Flüssigkeiten und die Einführung von metallischen Führungsdrähten verwendet werden

Bestellnummer	PZN	Größe (G)	Länge (cm)
E2220	19925108	22	20

SPEZIALPRODUKTE

Vakuumpumpe	60
Adapter	61
Spritzen	62



Vakuumpumpe

Das VP-System (AES 3) zur externen Anwendung bei bestehender erektiler Dysfunktion, gemäß ärztlicher Empfehlung



Vorteile

- ◆ nicht-invasiv – äußerliche Anwendung, kein Eingriff notwendig
- ◆ einfaches Handling
- ◆ anwenderfreundlich im Praxis- oder Heimgebrauch
- ◆ flexibel einsetzbar gemäß ärztlicher Empfehlung
- ◆ Einmalprodukt
- ◆ Erstattung möglich je nach Krankenkasse

Für Fragen zur Erstattung kontaktieren Sie Ihren zuständigen Medizinprodukteberater oder unseren Kundenservice.

Vertrieb der Handelsware durch UROVISION.

Adapter

„ONE FITS ALL“ Universaladapter

- Besteht aus Luer-Lock Verbinder und Silikonschlauch
- Der Adapter ermöglicht den Anschluss an alle gängigen Urinbeutelssysteme mit Kegelverbindung
- Besonders geeignet für die Verbindung zwischen Luer-Lock Instrumenten (Nephrostomie und Zystostomie)
- universelle Konnektion für Patient und Anwender möglich

Universaladapter

- mit Silikonschlauchverbindung, Luer-Lock männlich und weiblich
- mit Stufenkegel, Luer-Lock männlich und weiblich



Universaladapter mit Silikonschlauchverbindung, Luer-Lock männlich

Bestellnummer	PZN	Länge Verbindungsstück (cm)	Materialeigenschaft
AD-1005	18306343	5	PVC-frei
AD-1010	06903157	10	PVC-frei
AD-1020	18306366	20	PVC-frei



Universaladapter mit Silikonschlauchverbindung, Luer-Lock weiblich

Bestellnummer	PZN	Länge Verbindungsstück (cm)	Materialeigenschaft	Hilfsmittel-Nr.
AD-2005	18306372	5	PVC-frei	15.99.99.0003

Adapter



Universaladapter mit Stufenkegel, Luer-Lock männlich

Bestellnummer	PZN	Länge Verbindungsstück (cm)	Materialeigenschaft
AD-100	02044326	15	PVC-frei



Verbindungsadapter mit Stufenkegel und Silikonschlauchverbindung

Bestellnummer	PZN	Länge Verbindungsstück (cm)	Materialeigenschaft	Hilfsmittel-Nr.
AD-220	18306389	25	PVC-frei	15.99.99.0001

Spritzen



Blockungsspritze

- ◆ Luer-Spritze mit Aqua-Dest.-Glycerin-Gemisch 10 %
- ◆ Die Blockungsspritze ist über das Patientenrezept
- ◆ abrechenbar (exklusive AOK Plus).

Bestellnummer	PZN	Kapazität (ml)	Hilfsmittel-Nr.
SP-2100-10	03049455	10	15.99.99.0006

Bestell-Informationen

Wir unterstützen Sie bei der Bestellung von Produkten verschiedener Hersteller. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Medizinprodukteberater oder unser Kundenservice zur Verfügung.



Tel: +49 (0) 8032 973 470 und +49 (0) 800-876 84 74



Fax +49 (0) 8032 973-471



service@urovision.de



uroVision Gesellschaft für medizinischen Technologie-Transfer GmbH

Postanschrift (für Rezepteinreichung & Anfragen):

Medi Globe Str. 1-5 , 83101 Rohrdorf

www.urovision.de